



Bruksanvisning Posifon Nano

Paketinnehåll

1. Posifon Nano
2. Micro USB laddkabel
3. Transformator



Olika delar

1. Larmknapp
2. GSM LED-lampa
3. GPS LED-lampa
4. Mikrofon
5. Högtalare
6. Laddkontakt
7. Pulsmätare (används inte ännu)
8. På / Av-knapp




Extra tillbehör som finns utöver standard


- a. Låsbart spänne
- b. Halsrem
- c. Karbinhake

Kom igång

Placera den magnetiska laddkabeln mot Nanos laddkontakter för att påbörja laddning. Se bild nedan. Var noga med att kabeln har god kontakt med enhetens laddkontakter.



Vänligen ladda enheten minst 4 timmar innan första användning. När enheten laddar lyser den blå LED-lampnan med fast sken och den slocknar när enheten är fulladdad. Se bild nedan. Enheten laddar fullt på ungefär 2 timmar.



- STARTA enheten genom att trycka på PÅ/AV-knappen i 3 sekunder. Trycker du på PÅ/AV knappen när enheten är PÅ så stänger du av LED-lamporna.
- STÄNG AV enheten genom att hålla Larmknapp- & PÅ/AV-knappen intryckt i 3 sekunder tills dess du har hört två pip samt en röst som säger "Trygghetslarm avstängd"

LED-lampans betydelse

GRÖN LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund

= ansluten till GSM-nätet

Blinkar till två gånger snabbt var 3e sekund

= ansluten till GPRS-nätet

Långsamma och långa blinkningar

= söker GSM-nätet

Lyser med till fast sken (blinkar ej)

= inget eller felaktigt SIM-kort

BLÅ LED:

Blinkar till snabbt var 3e sekund	= enheten har hittat GPS-satelliter
Långsamma och långa blinkningar	= söker GPS-signal
Lyser med fast sken	= laddning pågår
Lysdiod av	= i viloläge eller fulladdad

Blinkar ingen LED-lampa = enhet avstängd eller LED-lamporna avstända tryck på PÅ/AV för att starta enheten och LED-lamporna.

Att ringa enheten

På bifogat leveransbrev står det vilket telefonnummer det är till din Posifon Nano.

Genom att ringa det numret så kommer enheten att spela upp en melodislinga så att användaren av larmet hör att någon ringer. Efter några sekunder så kommer enheten att svara automatiskt men användaren kan också själv svara genom att trycka på larm-knappen. Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet.

Ska enbart ett fåtal personer kunna ringa enheten eller ingen alls? Kontakta Posifons support så kan vi ställa in det för er.

Om du inte kan ringa enheten så finns det några saker som vi vill att ni dubbelkollar:

1. Är enheten på och har mobiltäckning?
2. Har ni skrivit in rätt nummer? studera ert leveransbrev. Tänk på att det är ett utländskt nummer så ni måste ange + framför numret.
3. Får ni ringa utländska samtal från er telefon? Undersök om ni har någon spärr på abonnemanget för utlandssamtal.

Kontakta Posifons support så kan vi hjälpa er att felsöka.

Hur larmar man?

Tryck och håll i larm-knappen i ca 3 sekunder. När du hör två pipjud har Nano registrerat att du tryckt på larm-knappen. Då börjar enheten ta sin position och kopplar upp ett samtal till valda larmmottagare om detta är inlagt, samt att larm skickas via tex push-notis till appen eller som SMS. Är 3 sekunder för lång tid för brukare, kontakta Posifons support så hjälper vi er att korta ner denna tid.

Genom att trycka på larm-knappen under pågående samtal avslutas samtalet.

Vill du att enheten ska ringa upp specifika telefonnummer när du trycker på larmknappen? Denna funktion kan du lägga till under brukarens profil i PosifonCare. Enheten kan ringa upp till 10 stycken nummer sekventiellt efter varandra. Fastnar samtal i telefonsvararen kan Posifons support

korta ner tiden som nummer rings upp och på så sätt minska risken att samtalen går till telefonsvararen.

Viktigt att notera är att man inte måste programmera att enheten ska ringa ett eller flera nummer. När ett larm går så är det vanligt att den som hanterar larmet ringer upp brukaren. Vill man att larmknappen ska vara inaktiv så går det enkelt att ändra under larmtyper under larminställningar i PosifonCare.

Ljud- och mikrofonvolym

Går att justera så den passar brukarens och larmmottagarens behov, vänligen kontakta Posifons support så hjälper vi er med det.

Aktivera fall-sensor

Vill du aktivera fallsensorn, kontakta Posifons support så hjälper vi er med det. Fallsensorn kan ställas in i 9 olika nivåer och det kan behövas finjusteras utefter brukarens rörelsemönster. Standard är nivå 5 och sedan kan känsligheten justeras därifrån. Viktigt att även aktivera larmtypen fall under larmtyper på antingen avdelningen eller brukaren beroende på om brukarspecifika inställningar är aktiverade eller ej. Se bruksanvisning för avdelningsadministration PosifonCare.

Aktivera höghastighetslarm

Vill du få larm när brukare förflyttar sig över en viss hastighet? Kontakta Posifons support så hjälper vi er med det. Hastigheten ställs in i km/h. Viktigt att även aktivera larmtypen höghastighetslarm under larmtyper på antingen avdelningen eller brukaren beroende på om brukarspecifika inställningar är aktiverade eller ej. Se bruksanvisning för avdelningsadministration PosifonCare.

Larmtyper som stöds av Nano

Det finns flera larmtyper som stöds av Nano och nedan preciseras dessa. Tänk på att alla inte är standard så vissa behöver man aktivera separat med hjälp av Posifon samt under Larminställningar och Mobila Larmtyper för att kunna dra nytta av funktionen. Man behöver inte för den delen använda alla heller. Är du osäker, kontakta Posifons support så guidar vi dig.

Områdeslarm, lämnar	Brukaren har lämnat det aktuella trygghetsområdet
Områdeslarm, ankommer	Brukaren har ankommit i det aktuella trygghetsområdet
Aktivt larm, larmknapp nedtryckt	Brukaren har tryckt på larmknappen
Manuellt larm av larm- mottagare, efter sökning	Larmmottagare har konstaterat att brukare bör uppsökas, detta efter en sökning
PosifonCare har ej haft	Enhet har inte kommunicerat med Posifon-

kontakt med GPS-enhet

Care på angivet tidsintervall. Inaktivitetslarm, kan indikera på att något är fel

Enheten är åter aktiv efter inaktivitetslarm utlöst

Enhet åter aktiv efter att inaktivitetslarm



GPS-enhet har lågt batteri

Batterinivån på enhet är under bestämd nivå. Enhet behöver laddas

GPS-enhet har stängts av

Enhet avstängd, på grund av lågt batteri

GPS-enhet har slagits på

Enhet är igång

Enheten har detekterat fall

Enhet med fallsensor har detekterat fall

Hög hastighet registrerad

Enhet färdas över förbestämd hastighet


Ett rörelselarm har utlösts

Enhet i rörelse vid kontroll


Låsbart spänne

Guide hur man öppnar och monterar det låsbara spännet till Posifon Nano:

Öppna:



Placering, ju närmare spännet du fäster låsspännet ju svårare att ta av sig enheten. I det flesta fall är det inga problem att lämna ett hål som mellanrum i armbandet. Bilden nedan visar hur du låser spännet:



Hårdvaruspecifikation

Storlek	41 mm x 16 mm
Vikt	23g
Batteri	3.7V 380mAh Li-ion, uppladdningsbart
Frekvensband för GSM	900/1800 850/1900MHz
Laddningsspänning	Micro USB, DC 4.2V~5.5/400mA
Drifttemperatur	-20°C till +70°C
Fixtid mot GPS	Aktiv 1s, Varmstart 5s, Kallstart 15s
GPS-känslighet	Aktiv -165dB
Energiförbrukning	45mA standby
GPS chip	MT3333 (GNSS, Support EPO)
Standby	120 timmar (om ej i rörelse)
Memory	Inbyggt 16Mb flash
IP class	IP67
WiFi	MT5931 2.4GHZ 802.11 b/g/n
Bluetooth	BLE4.0 BR/EDR

Säkerhetsdeklaration

Denna utrustning har testats för att överensstämja med säkerhetsintyg i enlighet med specifikationerna i EN Standard: EN60950-1: 2006 + A12: 2011.

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs dessa anvisningar.
- Behåll dessa instruktioner.
- Beakta alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Öppna ej enheten. Ämnen i denna produkt och/eller batteriet kan skada miljön och/eller människors hälsa om den hanteras på felaktigt sätt.
- Mixtra inte med din Posifon Nano.
- Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra din Posifon Nano.
- Placera inte din Nano nära öppen eld.
- Släng inte din Nano i en brand. Batteriet kan explodera!
- Försök inte att plocka isär Nano, den innehåller ej utbytbara komponenter.
- Låt aldrig barn under 3 år leka med Nano. De små komponenterna kan vara en kvävningsrisk för ditt barn.

Försiktighetsåtgärder för inbyggt batteri

- Försök inte byta ut ditt Posifon Nano-batteri. Det är inbyggt och kan inte bytas ut.
- Ladda batteriet i enlighet med de instruktioner som medföljer den här guiden.
- Använd endast CE-certifierade laddare för att ladda batteriet.
- Ladda din Nano med hjälp av en certifierad dator, hubb eller strömförsörjning.
- Försök inte att öppna det inbyggda batteriet med tvång.

Information om återvinning



Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt måste kasseras separat från vanliga hushållssopor vid slutet av sin livslängd. Vänligen var medveten om att detta är ditt ansvar att kassera elektronisk utrustning på återvinningscentraler för att bidra till att bevara naturresurser.

Övrigt:

Man får inte skriva någon kränkande eller sekretessbelagd information i något fritextfält i PosifonCare.

Vid rengöring, torka av med fuktig trasa. Det går att använda på marknaden vanligt förekommande rengöringsmedel i måttlig mängd, se viktiga säkerhetsanvisningar.

Kontakt:

Posifon AB

Adress: Sven Hultins Gata 9C,
412 58 Göteborg

Hemsida: www.posifon.se

Tel. support: 031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)

Mail support: support@posifon.se

