

# Sistema per la cura orale Sage q4°



**REF 6964-X**

## Foglio illustrativo

### Sommario:

- (2) confezioni di (1) spazzolino aspirante non trattato, (1) Soluzione orale di Sage da 7 ml, (1) tampone applicatore non trattato
- (4) confezioni con (1) tampone aspirante con bicarbonato di sodio, (1) collutorio orale Corinz da 7 ml

### Indicazioni per l'uso:

**Spazzolino aspirante:** Aiuta nella rimozione di placca dentaria, detriti e secrezioni orali.

**Tampone aspirante:** Aiuta nella rimozione di secrezioni orali e detriti.

### Istruzioni:

**Spazzolino aspirante:** Istruzioni: Aprire il pacchetto con la soluzione con le dita. Strappare la confezione aperta. Collegare lo Spazzolino aspirante alla linea di aspirazione. Spazzolare i denti e la cavità orale per 1 minuto. Per l'aspirazione, posizionare il pollice sulla porta. Risciacquare per pulire il tubo dopo l'uso. Espellere. Utilizzare il tampone applicatore se è necessaria una pulizia aggiuntiva.

**Soluzione Orale Sage:** Non sciacquare con acqua o altri collutori, non lavarsi i denti e non mangiare subito dopo aver usato la Soluzione Orale Sage. Non ingerire. Per ridurre al minimo lo scolorimento dei denti, usare spazzolino e filo interdentale ogni giorno. **CONSERVARE AL DI SOPRA DEL PUNTO DI CONGELAMENTO (0°C o 32°F).**

**Tampone aspirante:** Istruzioni: Aprire il pacchetto con la soluzione con le dita. Strappare la confezione aperta. Collegare il tampone aspirante alla linea di aspirazione. Pulire la bocca per 1 minuto. Per l'aspirazione, posizionare il pollice sulla porta. Risciacquare per pulire il tubo dopo l'uso. Espellere.

**Collutorio orale Corinz:** Bambini di età inferiore a 3 anni: Consultare un dentista o un medico. Bambini di età inferiore a 12 anni: Sorvegliare durante l'uso. Utilizzare sotto la guida di un operatore sanitario. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Attenzione:

Non consentire al paziente di mordere lo strumento per la cura orale. Utilizzare un morso nel caso il paziente abbia dei livelli alterati di coscienza o non possa comprendere i comandi. Fare attenzione in caso di bambini o individui non coscienti. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può danneggiare il dispositivo e creare un rischio di soffocamento/aspirazione. Potrebbe funzionare in modo inaspettato/vi è un rischio potenziale di contaminazione incrociata, in caso il dispositivo sia riutilizzato.

Non prodotto con lattice di gomma naturale.

## Specifiche

Nome prodotto	Sistema per la cura orale Sage q4°
Codice prodotto	6964-X
Descrizione	Kit giornaliero per la somministrazione di igiene orale compresi strumenti per ogni turno di cura di 4 ore
Accreditamento fabbricante	ISO 13485:2016
Data di scadenza	24 mesi dalla data di produzione
Lunghezza dello spazzolino aspirante	18,4 cm
Lunghezza di ogni setola	8 mm
Lunghezza del tampone aspirante	18,4 cm
Lunghezza del tampone applicatore	15,9 cm
Quantità di soluzione in ogni pacchetto	7 mL
Quantità di confezioni	20

# Sistema per la cura orale Sage q4°

## Caratteristiche e vantaggi

### Spazzolino aspirante

Setole in nylon ultra-morbide	• Rimuovono delicatamente placca dentale, detriti e secrezioni orali, noti come ospiti di agenti patogeni respiratori
Oltre 3.100 setole o "punti di contatto"	• Puliscono e rimuovono la placca
Tre porte di aspirazione	• Evitano l'otturazione e mantengono un percorso aperto per i detriti
Si collega direttamente alle linee di aspirazione standard	• Aiuta a fornire la massima forza di aspirazione
Manipolo angolato	• Fornisce pulizia della parte posteriore del cavo orale

### Tampone aspirante

Tampone aspirante	• Aiuta a rimuovere detriti e secrezioni tra uno spazzolamento e l'altro
Trattato con bicarbonato di sodio	• Il bicarbonato di sodio migliora la pulizia e rinfresca il cavo orale
Morbide testine in schiuma	• Delicate sui tessuti fragili

### Ingredienti di Sage Oral Solution

Acqua (H<sub>2</sub>O)  
 Alcol  
 Glicerina  
 PEG-40 sorbitan diisostearate  
 Aroma  
 Clorexidina digluconato  
 Saccarina sodica  
 Blu 1 (CI 42090)

### Ingredienti del bicarbonato di sodio

Acqua (H<sub>2</sub>O)  
 Bicarbonato di sodio  
 Gomma di cellulosa  
 Sodio lauril solfato  
 Aroma  
 Saccarina sodica  
 Benzoato di sodio

### Ingredienti di Corinz™ Oral Rinse

Acqua (H<sub>2</sub>O)  
 Glicerina  
 Xilitolo  
 Aroma  
 Idrossietilcellulosa  
 Sorbato di potassio  
 Cloruro di cetilpiridinio  
 Saccarina sodica  
 Acido citrico  
 Polisorbato 20  
 Polisorbato 80  
 Mentolo

#### Questo documento è inteso unicamente per l'uso da parte di operatori sanitari professionisti.

Un operatore sanitario deve sempre fare affidamento sul suo personale giudizio clinico professionale nel decidere se utilizzare un particolare prodotto nel trattamento di un paziente specifico. Stryker non dispensa consigli medici e raccomanda che gli operatori sanitari siano formati riguardo l'uso di qualsiasi prodotto specifico prima del suo utilizzo.

Le informazioni presentate hanno scopo dimostrativo dell'offerta di prodotti Stryker. Un operatore sanitario deve sempre fare riferimento al foglietto illustrativo, all'etichetta del prodotto e/o alle istruzioni per l'uso prima di utilizzare qualsiasi prodotto Stryker.

I prodotti possono non essere disponibili in tutti i mercati, dal momento che la disponibilità degli stessi è soggetta a prassi normative e/o mediche nei singoli mercati. Si invita a contattare il rappresentante Stryker in caso di domande riguardo la disponibilità dei prodotti Stryker nella propria zona.

Stryker Corporation o le relative divisioni o altre entità aziendali affiliate detengono, utilizzano o hanno fatto domanda per i seguenti marchi commerciali o marchi di servizi registrati: Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti illustrati sono dotati di marcatura CE in conformità con i Regolamenti e le Direttive UE applicabili.

Il presente documento non è inteso per la distribuzione al di fuori dei paesi UE ed EFTA.

Sage Products LLC  
 3909 Three Oaks Road  
 Cary, IL 60013 USA

[sageproductsglobal.com](http://sageproductsglobal.com)

26297-IT  
 Copyright © 2019 Stryker