

PERSONAL-LASER™ L200

Håndholdt LLLT/PBM laser på 200 mW – 660 nm (synlig/rød). Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.

Laseren drives med et kraftigt Li-Ion batteri, som sikrer lang behandlingstid. Den er en effektiv og kraftig all-round laser, som er designet specielt til hudbehandling. Laserens bølglængde på 660 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i huden og vævet på ca. 1-2 cm.



Standard tilbehør



Ekstra tilbehør



Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. Li-Ion 650 mAh MINI batteri
- 1 stk. Li-Ion lader
- 1 stk. Beskyttelsesbrille
- Bruger- og behandlingsvejledning

Specifikationer:

- Lasereffekt CW max. 200 mW
- Bølglængde 660 nm (synlig/rød)
- Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:

- Sår og hudlidelser
- Inflammation
- Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug

Ordet "LASER" er engelsk og et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission af fotoner. Laser lys har en unik fysisk egenskab som andre typer lys ikke har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk lys (LED) til at reducere smerter og hele sår. Behandling med laserterapi er også kendt som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at fremme sårhelig, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen helende og smertelindrende egenskaber sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.

LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.



Produceret og registreret som medicinsk udstyr  **CE 2274**



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser

PERSONAL-LASER™ L400

Håndholdt LLLT/PBM laser på 400 mW– 808 nm (usynlig/IR). Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.

Laseren drives med et kraftigt Li-Ion batteri, som sikrer lang behandlingstid. Laseren er en effektiv og kraftig allround laser, som er designet specielt til smerte- og skadesbehandling.

Laserens bølglængde på 808 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i vævet på ca. 3-4 cm.



PERSONAL-LASER™ L400

Standard tilbehør



Ekstra tilbehør



Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. Li-Ion 650 mAh MINI batteri
- 1 stk. Li-Ion lader
- 1 stk. Beskyttelsesbrille
- Bruger- og behandlingvejledning

Specifikationer:

- Lasereffekt CW max. 400 mW
- Bølglængde 808 nm (usynlig/IR)
- Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:

- Smerter
- Inflammation
- Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug

Ordet "LASER" er engelsk og et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission af fotoner. Laser lys har en unik fysisk egenskab som andre typer lys ikke har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk lys (LED) til at reducere smerter og hele sår. Behandling med laserterapi er også kendt som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at fremme sårhelig, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen helende og smertelindrende egenskaber sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.

LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.



Produceret og registreret som medicinsk udstyr  **CE 2274**



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser

ENERGY-LASER™ L500 PRO

Håndholdt LLLT/PBM laser på 500 mW – 808 nm (usynlig/IR). Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.

Kraftig all-round laser til den professionelle behandler. Laseren har indbygget LED guidelys.

Laseren er designet til smerte- og skadesbehandling. Desuden velegnet til akupunktur, trigger- og zoneterapi punkter, samt til dental brug. Laserens bølgelængde på 808 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i vævet på ca. 3-4 cm.

Med en ENERGY-LASER™ Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt ændres og indstilles til brugerens behov, via laserens indbyggede Bluetooth funktion.



ENERGY-LASER™ L500 PRO

Standard tilbehør



Ekstra tilbehør



Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. Li-Ion 650 mAh MAXI batteri
- 1 stk. Li-Ion lader
- 1 stk. Beskyttelsesbrille
- Bruger- og behandlingsvejledning
- Flad optik

Specifikationer:

- Lasereffekt CW max. 500 mW
- Bølgelængde 808 nm (usynlig/IR)
- Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:

- Smerter
- Inflammation
- Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug

Ordet "LASER" er engelsk og et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission af fotoner. Laser lys har en unik fysisk egenskab som andre typer lys ikke har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk lys (LED) til at reducere smerter og hele sår. Behandling med laserterapi er også kendt som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at fremme sårhelig, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen helende og smertelindrende egenskaber sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.

LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.



Produceret og registreret som medicinsk udstyr  **CE 2274**



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser

ENERGY-LASER™ L800 PRO

Håndholdt LLLT/PBM laser på 4 x 200 mW = tot. 800 mW – 660 nm (synlig/rød). Leve-res komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.

Kraftig og effektiv all-round laser til den professionelle behandler. Laseren er med sprede optik, der gør den specielt velegnet til hud-behandling. Laserens bølgelængde på 660 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i huden og vævet på ca. 1-2 cm.

Med en ENERGY-LASER™ Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt ændres og indstilles til brugerens behov, via laserens indbyggede Bluetooth funktion.



ENERGY-LASER™ L800 PRO

Standard tilbehør



Ekstra tilbehør



ENERGY-LASER™ Tablet



MEGA batteri

Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. Li-Ion 1950 mAh MEGA batteri
- 1 stk. Li-Ion lader
- 1 stk. Beskyttelsesbrille
- Bruger- og behandlingsvejledning

Specifikationer:

- Lasereffekt CW max.
4 x 200 mW = total 800 mW
- Bølgelængde 660 nm (synlig/rød)
- Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:

- Sår og hudlidelser
- Inflammation
- Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug

Ordet "LASER" er engelsk og et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission af fotoner. Laser lys har en unik fysisk egenskab som andre typer lys ikke har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk lys (LED) til at reducere smerter og hele sår. Behandling med laserterapi er også kendt som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at fremme sårhelig, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen helende og smertelindrende egenskaber sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.

LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.



Produceret og registreret som medicinsk udstyr  **CE 2274**



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser

ENERGY-LASER™ L1200 PRO

Håndholdt LLLT/PBM laser på 6 x 200 mW = tot. 1200 mW – 660 nm (synlig/rød). Leve-res komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.

Kraftig og effektiv all-round laser til den pro-fessionelle behandler. Laseren er med spredt optik, der gør den specielt velegnet til hud-behandling. Laserens bølgelængde på 660 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i huden og vævet på ca. 1-2 cm.

Med en ENERGY-LASER™ Tablet, kan program-mering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt ændres og indstilles til brugerens behov, via laserens indbyggede Bluetooth funktion.



ENERGY-LASER™ L1200 PRO

Standard tilbehør



Ekstra tilbehør



ENERGY-LASER™ Tablet



GIGA batteri

Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. Li-Ion 3900 mAh GIGA batteri
- 1 stk. Li-Ion lader
- 1 stk. Beskyttelsesbrille
- Bruger- og behandlingsvejledning

Specifikationer:

- Lasereffekt CW max.
6 x 200 mW = total 1200 mW
- Bølgelængde 660 nm (synlig/rød)
- Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:

- Sår og hudlidelser
- Inflammation
- Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug

Ordet "LASER" er engelsk og et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission af fotoner. Laser lys har en unik fysisk egenskab som andre typer lys ikke har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk lys (LED) til at reducere smerter og hele sår. Behandling med laserterapi er også kendt som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at fremme sårhelig, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen helende og smertelindrende egenskaber sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.

LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.



Registreret produkt



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser

ENERGY-LASER™ L2000 PRO

Håndholdt LLLT/PBM laser på 4 x 500 mW = tot. 2000 mW – 808 nm (usynlig/IR). Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.

Meget kraftig all-round laser til den professionelle behandler. Laseren er bygget med sprede optik der gør den specielt velegnet til smerte- og skadesbehandling. Laserens bølglængde på 808 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i vævet på ca. 3-4 cm.

Med en ENERGY-LASER™ Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt ændres og indstilles til brugerens behov, via laserens indbyggede Bluetooth funktion.



ENERGY-LASER™ L2000 PRO

Standard tilbehør



Ekstra tilbehør



ENERGY-LASER™ Tablet



MEGA batteri

Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. Li-Ion 1950 mAh MEGA batteri
- 1 stk. Li-Ion lader
- 1 stk. Beskyttelsesbrille
- Bruger- og behandlingsvejledning

Specifikationer:

- Lasereffekt CW max.
4 x 500 mW = total 2000 mW
- Bølglængde 808 nm (usynlig/IR)
- Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:

- Smerter
- Inflammation
- Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug

Ordet "LASER" er engelsk og et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission af fotoner. Laser lys har en unik fysisk egenskab som andre typer lys ikke har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk lys (LED) til at reducere smerter og hele sår. Behandling med laserterapi er også kendt som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at fremme sårhelig, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen helende og smertelindrende egenskaber sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.

LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.



Produceret og registreret som medicinsk udstyr  **CE 2274**



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser

ENERGY-LASER™ L3000 PRO

Håndholdt LLLT/PBM laser på 6 x 500 mW = tot. 3000 mW – 808 nm (usynlig/IR). Leveres komplet og klar til brug i alu-kuffert med tilbehør.

Meget kraftig all-round laser til den professionelle behandler. Laseren er bygget med sprede optik der gør den specielt velegnet til smerte- og skadesbehandling. Laserens bølglængde på 808 nm sikrer en effektiv dybdevirkning i vævet på ca. 3-4 cm.

Med en ENERGY-LASER™ Tablet, kan programmering og styring af laserens parametre, som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule) og guide-biplyd, nemt og hurtigt ændres og indstilles til brugerens behov, via laserens indbyggede Bluetooth funktion.



ENERGY-LASER™ L3000 PRO

Standard tilbehør



Ekstra tilbehør



ENERGY-LASER™ Tablet



GIGA batteri

Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. Li-Ion 3900 mAh GIGA batteri
- 1 stk. Li-Ion lader
- 1 stk. Beskyttelsesbrille
- Bruger- og behandlingsvejledning

Specifikationer:

- Lasereffekt CW max.
6 x 500 mW = total 3000 mW
- Bølglængde 808 nm (usynlig/IR)
- Laserklasse 3B

Anvendelsesområder:

- Smerter
- Inflammation
- Arvæv

Laserlys til terapeutisk brug

Ordet "LASER" er engelsk og et akronym for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation".

Laserlys er en stærkt koncentreret stråle af lys, som er forstærket af stimuleret emission af fotoner. Laser lys har en unik fysisk egenskab som andre typer lys ikke har (kohærent og monokromatisk).

Dette gør laserlys særligt effektivt sammenlignet med andre typer af terapeutisk lys (LED) til at reducere smerter og hele sår. Behandling med laserterapi er også kendt som Low Level Laser Therapy (LLLT)/Photobiomodulation (PBM). Det bruges til at fremme sårhelig, reducere inflammation og give smertelindring.

LLLT/PBM har vist sig at have overlegen helende og smertelindrende egenskaber sammenlignet med andre elektroterapeutiske metoder.

LLLT/PBM er en effektiv behandlingsmetode til skader på muskler, sener, ledbånd, bindevæv, knogler, nerver og hud, uden indgreb og medicin.



Registreret produkt



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser



ENERGY-LASER™ Tablet

Indstilling af ENERGY-LASER™:

- Behandlingstid: 10 sek. til 10 min.
- Lasereffekt tot.:
50-500/800/1200/2000/3000 mW
- Guide-biptyd: ON eller OFF
- Visning af Joule og tid

Tabletten indeholder også:

- Quick Guides
- Bruger manual
- Behandlings manual
- Produkt data

ENERGY-LASER™ Tablet specifikationer:

- 7"
- Android
- Bluetooth
- Op til 10 timers batteritid

Medfølgende tilbehør:

- 1 stk. USB adapter
- 1 stk. USB kabel

ENERGY-LASER™ Tablet

Praktisk 7" tablet, som er forprogrammeret til at kunne betjene ENERGY-LASER PRO modellerne, så parametrene som tid (sek.), laser effekt (mW og Joule) og la-

serens guide-biptyd, nemt og hurtigt kan ændres og indstilles til brugerens behov. Tabletten kommunikerer med laseren via Bluetooth funktion.

Tabletten indeholder også manualer og guidelines, som giver brugeren en hurtig og nem adgang til information om laserens behandlings- og indstillingsmuligheder.



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser

Kun til **PERSONAL-LASER™** L200 og L400



MINI batteri
Li-Ion 650 mAh



Li-Ion lader
MINI batteri

Kun til **ENERGY-LASER™** L500 PRO



MAXI batteri
Li-Ion 650 mAh



Li-Ion lader
MAXI batteri



Flad optik

Kun til **ENERGY-LASER™** L800 PRO, L1200 PRO, L2000 PRO & L3000 PRO



MEGA batteri
Li-Ion 1300 mAh



GIGA batteri
Li-Ion 3900 mAh



Li-Ion lader
MEGA & GIGA batteri

TIL ALLE LASERE



Brille



USB adapter



USB kabel

Kun til **ENERGY-LASER™** L500 PRO, L800 PRO, L1200 PRO, L2000 PRO & L3000 PRO



3-led arm med holder til
ENERGY-LASER™ L500 PRO



3-led arm med holder til ENERGY-LASER™
L800 PRO, L1200 PRO, L2000 PRO & L3000 PRO



Apparat rullebord, komplet med
topplade og kurv



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser



HOMECARE			PROFESSIONAL				
Produkt	PERSONAL-LASER™ L200	PERSONAL-LASER™ L400	ENERGY-LASER™ L500 PRO	ENERGY-LASER™ L800 PRO	ENERGY-LASER™ L1200 PRO	ENERGY-LASER™ L2000 PRO	ENERGY-LASER™ L3000 PRO
Bølgelængde	660 nm	808 nm	808 nm	660 nm	660 nm	808 nm	808 nm
Max power	200 mW	400 mW	500 mW	4x200 mW	6x200 mW	4x500 mW	6x500 mW
Max total power	200 mW	400 mW	500 mW	800 mW	1200 mW	2000 mW	3000 mW
Operations mode (CW continus wave)	CW	CW	CW	CW	CW	CW	CW
SPOT/STRÅLE (divergens), ca.	Spredt 20°x30°	Spredt 10°x10°	Spredt 10°x10°	Spredt 4x20°x30°	Spredt 6x20°x30°	Spredt 4x10°x10°	Spredt 6x10°x10°
Guide LED rødt	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Laserklasse	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B
Energi pr. 10 sek.	2 Joule	4 Joule	5 Joule	8 Joule	12 Joule	20 Joule	30 Joule
Dybde, penetrering	1-2 cm	3-4 cm	3-4 cm	1-2 cm	1-2 cm	3-4 cm	3-4 cm
Køling	Nej	Nej	Nej	Luft	Luft	Luft	Luft
Bluetooth	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Batteri Li-Ion	650 mAh	650 mAh	650 mAh	1950 mAh	3900 mAh	1950 mAh	3900 mAh
Beh.tid per opladning	3 t	2 t	1,5 t	1,5 t	2 t	1 t	1 t
Godkendelse	CE2274	CE2274	CE2274	CE2274	CE	CE2274	CE
EKSTRA TILBEHØR							
ENERGY-LASER Tablet 7" / 10"			X	X	X	X	X
MINI batteri Li-Ion 650 mAh		X					
MAXI batteri Li-Ion 650 mAh			X				
MEGA batteri Li-Ion 1950 mAh				X		X	
GIGA batteri Li-Ion 3900 mAh				X	X	X	X
Li-Ion lader MINI batteri		X					
Li-Ion lader MAXI batteri			X				
Li-Ion lader MEGA/GIGA batteri				X	X	X	X
USB adapter		X	X	X	X	X	X
USB kabel		X	X	X	X	X	X
Flad optik			X	X	X	X	X
Brille		X	X	X	X	X	X
Stationært set up			X	X	X	X	X

Produceret og registreret som medicinsk udstyr CE 2274



Akeda Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 7,
70-784 Szczecin, Poland
www.akeda.com.pl

Akeda Laser ApS
Sønderskovvej 12 A
DK-8520 Lystrup

Tel.: +45 8743 0533
Mail: info@via-laser.dk
www.via-laser.dk

VIA Laser