

Manual MediLime Matslang

Tips 1. Anslutning av matslang till knappen:

- Vi råder dig att alltid först tvätta händerna med tvål och vatten och torka ordentligt.
- Lyft sedan upp knappens förslutningslock.
- Nu kan du sätta matslangen i knappen genom att hålla den lila randen på matslangen och den svarta randen på knappen **i en linje**.
- Under rotation är rådet att hålla i den transparenta delen av slangen. Detta förhindrar att för mycket kraft används. Vrid sedan försiktigt $\frac{3}{4}$ varv medurs i pilens riktning.
- Innan du administrerar mat och / eller medicin rekommenderar vi att du sköljer knappen och matslangen med 10 ml ljummet vatten. Till barn kan du använda 3-5 ml vatten, eller enligt anvisningar från din vårdgivare.

Tips 2. Användning av medicinering och / eller mat:

- Använd matslangen i kombination med en spruta för att administrera mat och / eller medicin, såvida du inte matar genom en pump.
- Råd för sondnäring och / eller medicinering som du har fått från din förskrivande läkare/sköterska är vägledande.

Tips 3. Sköljning och bortkoppling av matslangen:

- För att koppla bort matslangen från knappen, vrid matslangen moturs mot pilens riktning tills den svarta linjen på knappen är i linje med den lila randen på matslangen.
- Under rotation är rådet att hålla i den transparenta delen av slangen. Detta förhindrar att för mycket kraft används.
- Nu kan du lossa matslangen och återställa knappens förslutningslock ordentligt.
- Efter varje måltid och / eller medicin rekommenderar vi att du sköljer matslangen med 10-20 ml ljummet vatten tills matslangen är ren.
- Vi rekommenderar **starkt** att du undviker kolsyrade drycker. Kolsyra kan orsaka att kosten och / eller medicinen klumpar sig och därigenom klibbar mot matslangens vägg.
- Förutom att spola matslangen, är det lämpligt att skölja anslutningen och skruvgången ordentligt.
- För att torka matslangen ordentligt kan du spruta luft genom det.
- Om du har lossat matslangen, förvara den på ett torrt och rent ställe.

Tips 4. Byte av matslang:

- Vi rekommenderar att du byter ut matslangen varje eller varannan vecka.

Vi vill påpeka att ovanstående vårdtips är råd från Wira Medical AB i samverkan med tillverkaren MediLime. Dessa kan skilja sig från de protokoll som ditt sjukhus eller din institution använder. Vid tveksamhet råder vi dig att alltid kontakta din läkare och / eller sjuksköterska.