

**Funzione**

Il paradita PediSoft è costituito da un'imbottitura alla gelatina di silicone per alleggerire la pressione e si estende su tutto l'arco del piede.

**Applicazione**

Usare con la pelle pulita ed asciutta. Inserire il dito medio nell'apposita asola in modo che l'imbottitura sia collocata in modo sicuro sotto la pianta del piede.

**Vantaggi del silicone**

- › duraturo e resistente all'usura
- › molto morbido e liscio
- › igienico
- › grazie all'**effetto Memory** si adatta in modo ottimale, dopo essere stato indossato riprende subito la forma originale

**Avviso per la cura**

Lavare con sapone, lasciare asciugare bene e spolveratelo con **borotalco**.

**Werking**

Het teenkussen van PediSoft is een drukontlastend kussen van siliconengel dat zich over de hele breedte van de voet uitstrekt.

**Toepassing**

Te gebruiken op een schone, droge huid. Glijd met de middelste teen in de hiervoor voorziene huls, zodat het kussen onder de voetzool komt te liggen.

**Voordelen door silicone**

- › duurzaam en stevig
- › zeer zacht en glad
- › hygiënisch
- › dankzij **memory-effect** optimale aanpassing, na het dragen onmiddellijke terugkeer naar de oorspronkelijke vorm

**Wasinstructie**

Met zeep reinigen, goed laten drogen en **bepoederen**.

**Funkce**

Prstový polštářek PediSoft je polštářek ze silikonového gelu pro zmírnění tlaku, který se rozprostírá po celé šířce nohy.

**Použití**

Používejte na čisté a suché pokožce. Prostředníčkem vklouzněte do příslušného očka tak, aby se polštářek nacházel pod chodidlem.

**Přednosti silikonu**


- › trvanlivý a odolný
- › velmi měkký a hladký
- › hygienický
- › díky **paměťovému efektu** se optimálně přizpůsobí a po použití se ihned vrátí do původního tvaru

**Pokyny pro péči**

Omývejte vodou s přídavkem mýdla, nechejte dobře vyschnout a **napudrujte**.



D107100|2020-07|001 ML



REF 107100

BORT GmbH | Am Schweizerbach 1  
D-71384 Weinstadt | www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.



Zehenpolster

PEDI  
SOFT  
Silikon & Gel



## Silikon & Gel



### Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel

Gentle silicone & gel foot protection  
Protection pour le pied douce en silicone et avec gel  
Morbida protezione per il piede in silicone e gel  
Zachte voetbescherming van silicone en gel  
Jemná ochrana chodidla ze silikonu a gelu

## DE Zehenpolster

**Funktion**  
PediSoft Zehenpolster ist ein druckentlastendes Silikon-Gel-Polster, das sich über die ganze Fußbreite erstreckt.

**Anwendung**  
Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Mit der mittleren Zehe in die dafür vorgesehene Schlaufe gleiten, so dass das Polster sicher unter der Fußsohle liegt.

**Vorteile durch Silikon**

- › dauerhaft und strapazierfähig
- › sehr weich und glatt
- › hygienisch
- › dank **Memory-Effekt** optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

**Pflegehinweis**  
Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und **ein pudern**.

## EN Toe Cushion

**Function**  
The PediSoft Toe Cushion is a pressure-relieving silicone gel cushion which spreads over the entire width of foot.

**Application**  
Use on clean, dry skin. Slip middle toe into the intended loop to enable firm positioning below the sole of the foot.

**Advantages of silicone**

- › long-lasting and durable
- › very soft and smooth
- › hygienic
- › thanks to its **memory effect**, optimal adaptation, returns immediately to its original shape after wearing

**Care instructions**  
To clean, wash with soap, dry thoroughly and **powder**.

## FR Coussinet d'orteils

**Fonction**  
Le coussinet d'orteils PediSoft est constitué de silicone et de gel atténuant la pression. Il s'étend sur toute la largeur du pied.

**Utilisation**  
Sur peau propre et sèche. Faire glisser avec le troisième orteil dans la boucle prévue pour que le coussinet repose bien sous la plante des pieds.

**Avantages du silicone**

- › durable et résistant à l'usure
- › très doux et lisse
- › hygiénique
- › ajustement optimal grâce à l'**effet mémoire**. Après le port, retour immédiat à la forme d'origine

**Conseils pour l'entretien**  
Il doit être lavé avec du savon. Bien laisser sécher et enduire de **talc**.