



:SQOOM[®]
Mode d'emploi





Vue d'ensemble	4
Application	6
Les sérums xCential	8
Les programmes xCential	10
Entretien et conservation	16
Spécifications techniques et consignes importantes	18

Nous vous remercions d'avoir acheté SQOOM. Ce concept haut de gamme élaboré par SQOOM Global AB, expert en médecine et dermatologie, propose des sérums ultra-performants ainsi que des programmes spécialement développés qui agissent contre le vieillissement, les taches blanches et les problèmes de peau et nettoient la peau.

La méthode peut-être la plus élégante d'avoir une peau visiblement belle. SQOOM concept révolutionnaire qui s'appuie sur une technologie synchrone brevetée alliant ultrasons et ionisation.

Lisez attentivement ce mode d'emploi et découvrez les traitements aux résultats inégalés.



Merci d'utiliser seulement les sérums et l'appareil originales de SQOOM. Nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus suite à l'utilisation de l'appareil ou des sérums fabriqués par autrui.

1 | Tête à ultrasons (transducteur) en alliage de titane spécialement conçu pour les personnes sujettes aux allergies
Appliquez généreusement le sérum actif à cet endroit.

2 | Témoin lumineux
Les témoins lumineux de l'appareil clignotent régulièrement pour indiquer que ce dernier est en marche (en contact avec la peau uniquement).

3 | Touche d'alimentation marche/arrêt
Pour mettre l'appareil sous tension ou hors tension, appuyez une fois sur cette touche.

4 | Touche de sélection de programmes STEP
A chaque actionnement de la touche STEP correspond un programme.

5 | Poignée contact
Tenez toujours votre appareil de manière à avoir les deux côtés de la poignée en contact.

6 | Socle de chargement
Remplacez l'appareil sur son socle de chargement après chaque utilisation. Vous êtes ainsi assuré que votre SQOOM est disponible en permanence.


7 | Témoin lumineux de batterie
Lorsque le témoin lumineux est vert, l'appareil est complètement chargé. Lorsqu'il est bleu, l'appareil est en train de se recharger.



Avant chaque application, nettoyez la peau selon vos habitudes de toilette. Appliquez généreusement l'un des sérums actifs sur la tête à ultrasons (1) ou directement sur la région cutanée à traiter. Mettez l'appareil en marche (2).

Sélectionnez le programme applicatif approprié (3) puis tenez le SQOOM par les deux côtés de la poignée contact (4). Placez la tête à ultrasons sur la région cutanée à traiter puis déplacez-la très lentement en décrivant avec douceur des mouvements circulaires (5).

Remarque: si vous traitez une autre personne avec votre SQOOM, veillez à ce que votre main libre touche l'autre personne (contact cutanée). C'est la seule façon de fermer le circuit. Votre SQOOM fonctionne ainsi parfaitement et le témoin lumineux (6) clignote.





xCential cleanser

Soin nettoyant physique optimal qui nettoie la peau en profondeur, tout en l'hydratant et en la préparant à la perfection aux applications SQOOM. Le panthénol et l'extrait de camomille ont un effet apaisant et relaxant.

xCential H+

Le sérum H+ innovant d'une douceur extrême, composé de substances actives pour une peau visiblement belle. Les minuscules particules au faible poids moléculaire de l'acide hyaluronique pénètrent dans les couches profondes et essentielles de la peau et comblent de manière fiable les cavités provoquées par le processus de vieillissement. Basé désormais sur une nouvelle formule active contre les radicaux libres et contenant un gel de feuilles d'aloé vera qui intensifie l'hydratation.

xCential deSpot

Ce sérum au pouvoir blanchissant réunit de manière exclusive deux substances actives: le sulforaphane et la génistéine. Dans une liaison liposomale, ces dernières peuvent éclaircir les zones atteintes et les taches brunes.

xCential booster

Concentré d'hydratation pendant 24 heures. Effet instantané produisant une sensation de fraîcheur et de douceur veloutée. La peau retrouve l'éclat de sa jeunesse.

xCentialcleanser

- Nettoyez votre peau en suivant vos habitudes de toilette. Éliminez le maquillage, la crème et le parfum.
- Appliquez généreusement le sérum xCentialcleanser sur la tête à ultrasons ou bien directement sur la région de la peau à traiter.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche marche/arrêt puis sélectionnez le programme C avec la touche STEP ou bien le programme I (bleu) pour le contour de l'œil.
- Tenez le SQOOM par les deux côtés de la poignée contact.
- Placez la tête à ultrasons sur la région cutanée à traiter puis déplacez-la très lentement en décrivant avec douceur des mouvements circulaires.
- A la fin de l'application du cleanser, rincez-vous le visage avec beaucoup d'eau.
- Résultat: votre peau est purifiée jusqu'au plus profond des pores.



PROGRAMME 1 | C

Nettoyage jusqu'au plus profond des pores



PROGRAMME 6 | I bleu

Traitement spécial pour le contour de l'œil



Durée du soin : 4 minutes

Application : une fois par semaine. Il est possible d'utiliser SQOOM jusqu'à fois par jour pour un résultat accru.

xCentialH+


- Il est recommandé d'exécuter le programme Cleansing avant chaque application.
- Appliquez généreusement le sérum xCential H+ sur la tête à ultrasons ou bien directement sur la région de la peau à traiter.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche marche/arrêt puis sélectionnez le programme W avec la touche STEP ou bien le programme I (vert) pour le contour de l'œil.
- Tenez le SQOOM par les deux côtés de la poignée contact.
- Placez la tête à ultrasons sur la région cutanée à traiter puis déplacez-la très lentement en décrivant avec douceur des mouvements circulaires.
- Pour une application le soir, il est recommandé de laisser le sérum sur la peau qui servira de masque en agissant toute la nuit.
- Si vous appliquez ce traitement le matin ou au cours de la journée, il est recommandé de rincer le sérum après l'application.
- Résultat: votre peau est visiblement belle et fraîche.



Astuce : exécutez les programmes M et L une à deux fois par semaine pendant quatre minutes en plus du programme W normal.

PROGRAMME 3 | W

Atténuation des rides et peau retendue



PROGRAMME 6 | I vert

Traitement spécial pour le contour de l'œil



Durée du soin : 8 à 12 minutes

Application : une fois par semaine. Il est possible d'utiliser SQOOM jusqu'à une fois par jour pour un résultat accru.

xCentialdeSpot

- Il est recommandé d'exécuter le programme Cleansing avant chaque application.
- Appliquez généreusement le sérum xCential deSpot sur la tête à ultrasons ou bien directement sur la région de la peau à traiter.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche marche/arrêt puis sélectionnez le programme W avec la touche STEP ou bien le programme I (vert) pour le contour de l'œil.
- Tenez le SQOOM par les deux côtés de la poignée contact.
- Placez la tête à ultrasons sur la région cutanée à traiter puis déplacez-la très lentement en décrivant avec douceur des mouvements circulaires.
- Pour une application le soir, il est recommandé de laisser le sérum sur la peau qui servira de masque en agissant toute la nuit.
- Si vous appliquez ce traitement le matin ou au cours de la journée, il est recommandé de rincer le sérum après l'application.
- Résultat: Les zones à problèmes et les tâches brunes sont éclaircies.



PROGRAMME 3 | W

Application effet blanchissant



PROGRAMME 6 | I vert

Traitement spécial pour le contour de l'œil



Durée du soin : 8 à 12 minutes

Application : une fois par semaine. Il est possible d'utiliser SQOOM jusqu'à une fois par jour pour un résultat accru.

xCentialbooster

- Appliquez le sérum xCential booster sur la tête à ultrasons ou bien directement sur la région de la peau à traiter.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche marche/arrêt puis sélectionnez le programme S avec la touche STEP.
- Tenez le SQOOM par les deux côtés de la poignée contact.
- Placez la tête à ultrasons sur la région cutanée à traiter puis déplacez-la très lentement en décrivant avec douceur des mouvements circulaires.
- Une fois le soin booster terminé, massez le sérum restant avec les doigts pour le faire pénétrer dans la peau.
- Résultat: la peau retrouve l'éclat de sa jeunesse.



PROGRAMME 5 | S

Concentré d'hydratation pendant 24 heures



Durée du soin : 4 minutes

Application : selon le besoin – effet instantané pour une occasion spéciale ou bien comme complément idéal après l'application du gel xCential H+.



Pour que votre appareil vous donne satisfaction pendant longtemps, veuillez suivre les consignes ci-après.



Garantie commerciale internationale étendue

Enregistrez votre appareil pour bénéficier de la garantie. En sus de la garantie commerciale et de la garantie prévue par la loi, votre SQOOM sera couvert sans frais supplémentaire par la garantie complète étendue valable dans le monde entier.

www.warranty.sqoom.com

Customer service: info@SQOOM.com

- Rangez votre appareil dans un endroit sec et ne le lavez pas à l'eau.
- Nettoyez la tête à ultrasons avec un chiffon humide.
- Après avoir éteint l'appareil, posez-le sur son socle de chargement. Vérifiez que le témoin LED bleu est allumé.
- Le témoin LED bleu devient vert lorsque le processus de charge est terminé. En cas de problème, le témoin LED clignote en bleu.
- Si la batterie de l'appareil est complètement déchargée, rechargez-la pendant trois heures minimum avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- L'autonomie d'un appareil complètement chargé est de quatre heures.
- Pour afficher l'état de charge de la batterie, appuyez sur la touche STEP pendant 3 secondes environ. Lorsque l'appareil est complètement rechargé, les LED des six programmes s'allument. Si seulement deux LED s'allument, il reste encore 30 minutes d'autonomie. Si un signal sonore se fait entendre, vous devez recharger la batterie.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil dans les deux minutes qui suivent sa mise en marche, il s'éteindra automatiquement.
- La durée programmée pour chaque étape d'application s'élève à quatre minutes. Une fois ces quatre minutes écoulées, un signal sonore se fait entendre puis l'appareil se met en mode veille. Si aucun programme n'est sélectionné dans les deux minutes suivantes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- La tension d'entrée nominale est comprise entre 100 et 240 V AC. Vous pouvez ainsi emporter l'appareil avec vous et l'utiliser dans le monde entier.
- Retirez la prise d'alimentation du socle de chargement dès que votre appareil est complètement rechargé.
- Tous les contacts électriques doivent être propres, exempts de poussière et secs.

Spécifications techniques et protection de l'environnement

18

Désignation de l'appareil

Appareil	SQOOM m2
Socle de chargement	
Tension	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Sortie/adaptateur	DC 4.2V, 1A
Puissance	7 W
Poids	133 g
Pièce manuelle	
Batterie lithium-ions	
Sortie/adaptateur	DC 3.7V / 2200mA
Poids	194 g (poids brut)
Ultrasons	
Fréquence	1 MHz
Niveaux d'intensité	de 0.1 W/cm ² à 0.5 W/cm ²
Ion	
Fréquence	1,150Hz ~ 1,785Hz

Pour pouvoir récupérer les matières premières constitutives de l'appareil, ce dernier ne doit pas être mis au rebut en fin de vie avec les ordures ménagères. Vous pouvez le mettre au rebut par l'intermédiaire de SQOOM Global AB ou le déposer aux points de collecte mises à disposition par votre municipalité.

Consignes importantes

19

Utilisez le SQOOM exclusivement avec les sérums spécialement mis au point et offerts par nos soins.

Ne dépassez pas vingt minutes de traitement par jour pour une zone cutanée donnée.

Ne passez pas le SQOOM sur une zone cutanée cancéreuse ou sur une région opérée.

N'utilisez pas le SQOOM si vous portez une pile cardiaque.

Si vous souffrez d'hyperthyroïdie, ne passez pas le SQOOM sur la partie avant du cou ou sur la poitrine.

Ne passez pas le SQOOM sur une prothèse articulaire car le traitement pourrait accentuer la douleur.

Pendant la grossesse, ne passez pas le SQOOM sur le ventre ou la poitrine.

Évitez que le sérum ou la tête à ultrasons n'entre en contact avec les globes oculaires, les paupières ou les muqueuses.

Rangez l'appareil et le sérum hors de portée des enfants.

Ne conservez pas le sérum à une température ambiante supérieure à 25 °C.

Le sérum est destiné exclusivement à une application cutanée.

Si vous traitez une autre personne avec votre SQOOM, veillez à ce que votre main libre touche l'autre personne (contact cutané). C'est la seule façon de fermer le circuit. Votre SQOOM fonctionne ainsi parfaitement et le témoin lumineux clignote.

© Tous les droits sont la propriété de SQOOM Global AB. Au titre des droits d'auteur, toute reproduction ou traitement est interdit sans accord écrit préalable.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Marque déposée de SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com