



:SQOOM®
Manuale d'uso



entialH+



Sommario	4
Applicazioni	6
Gel xCential	8
I programmi xCential	10
Manutenzione e conservazione	16
Specifiche tecniche e informazioni importanti	18

Grazie per aver acquistato SQOOM. Questo concetto di alta gamma sviluppato da SQOOM Global AB, specializzata in medicina e dermatologia, fornisce programmi ad alte prestazioni e gel appositamente sviluppati che agiscono contro l'invecchiamento, le macchie della pelle, la sua pulizia e per ridurre le tensioni dorsali e muscolari.

Il metodo probabilmente è il più elegante per ottenere una pelle visibilmente bella. SQOOM è un concetto rivoluzionario che si basa su di una tecnologia sincrona brevettata, che combina ultrasuoni e ionizzazione.

Leggere attentamente questo manuale per conoscere i trattamenti ed i risultati ineguagliati.




- 1 | Testina ad ultrasuoni (trasduttore) in lega di titanio appositamente progettato per le persone con allergie.
Applicarvi sopra generosamente il gel attivo.
- 2 | Indicatore luminoso
Le luci lampeggiano regolarmente per indicare che quest'ultimo è in funzione (esclusivamente se a contatto con la pelle).
- 3 | Pulsante di accensione on /off
Per accendere o spegnere, premere una volta il pulsante.
- 4 | Programmi STEP tasto di selezione
Ogni pressione del tasto STEP è un programma.
- 5 | Impugnatura di contatto
Impugnate il vostro dispositivo in modo da far contatto con entrambi i lati.
- 6 | Base di ricarica
Inserite il dispositivo sulla sua base di ricarica dopo ogni utilizzo, in modo da essere sempre sicuri che il vostro SQOMM sia disponibile.
- 7 | Spia della batteria
Quando la luce è verde, il dispositivo è completamente carico. Quando la luce è blu, il dispositivo è in carica.




Prima di ogni applicazione, pulire la pelle come d'abitudine. Applicare generosamente uno dei gel attivi sulla testina del dispositivo (1) o direttamente sulla zona di pelle da trattare. Accendere l'apparecchio in funzione su (2).

Selezionare il programma appropriato (3), quindi impugnare lo SQOOM facendo contatto su entrambi i lati (4). Posizionare la testina ad ultrasuoni sulla pelle da trattare e muoverla molto lentamente descrivendo con dolcezza dei movimenti circolari (5).

Nota: se trattate un'altra persona con lo SQOOM, controllate che la vostra mano libera tocchi la sua pelle. Questo è l'unico modo per chiudere il circuito. Solo allora lo SQOOM funzionerà perfettamente e la luce (6) lampeggerà.





xCential cleanser

Pulisce la pelle in profondità, idratandola e preparandola alla perfezione per le applicazioni SQOOM. Il pantenolo e l'estratto di camomilla hanno un effetto calmante e rilassante.

xCential H+

Il gel H+ è innovatore e d'una dolcezza estrema, composto da sostanze attive per una pelle visibilmente bella. Le minuscole particelle di acido ialuronico a basso peso molecolare, penetrano negli strati profondi della pelle, ciò è essenziale per riempire le cavità (rughe) causate dall'invecchiamento. H+ è basato inoltre su una nuova formulazione di sostanze attive contro i radicali liberi ed il gel ha come base il succo di aloe vera, anche questa idratante.

xCential deSpot

Questo gel possiede un potere schiarente grazie a due sostanze attive: il sulforalfano e la genisteina, incapsulati in liposomi, queste sostanze possono schiarire le macchie brune della pelle.

xCential booster

È un concentrato per un'idratazione di 24 ore. L'effetto immediato produce una sensazione di freschezza e dolcezza vellutata. La pelle ritrova la sua lucentezza.

10 **xCentialcleanser (detergente)**

- Pulite la pelle secondo le vostre abitudini. Rimuovete il trucco, crema e profumo.
- Applicare generosamente xCential gel detergente sulla testina ad ultrasuoni o direttamente sulla regione della pelle da trattare.
- Accendere lo strumento premendo il pulsante on / off, quindi selezionare il programma C con il pulsante STEP o il programma I (blu) per il contorno degli occhi.
- Impugnare lo SQQOOM per i due contatti laterali.
- Posizionare la testina sulla zona cutanea da trattare e poi spostarla molto lentamente descrivendo delicati movimenti circolari.
- A fine applicazione, risciacquare il viso con acqua.
- Risultato: la vostra pelle viene purificata fino nei pori più profondi.



xCentialH+ 11

- Si consiglia di eseguire il programma di pulizia prima di ogni applicazione.
- applicare generosamente il gel xCential H + sulla testina ad ultrasuoni o direttamente sulla regione della pelle da trattare.
- Accendere lo strumento premendo il pulsante on / off, quindi selezionare il programma W con il tasto STEP o il programma I (verde) per il contorno occhi.
- Tenere lo SQQOOM impugnando i due contatti laterali.
- Posizionare la testina sulla zona cutanea da trattare e poi spostarla molto lentamente descrivendo delicati movimenti circolari.
- Per un'applicazione in serata, si consiglia di lasciare il gel residuo sulla pelle come maschera che agisce per tutta la notte.
- Se si applica questo trattamento al mattino o durante il giorno, si consiglia di sciacquare il gel dopo l'applicazione.
- Il risultato: la pelle è visibilmente più fresca e bella.



Suggerimento: Eseguire i programmi M e L una o due volte a settimana per quattro minuti oltre al programma W normale.


PROGRAMM 1 | C

Pulizia dei pori in profondità



PROGRAMM 6 | I blu

Trattamento speciale per il contorno degli occhi



Durata del trattamento: 4 minuti

Applicazione: una volta alla settimana. È possibile applicare il gel una volta al giorno per un risultato migliore.

PROGRAMM 3 | W

Riduzione delle rughe e tonificazione della pelle



PROGRAMM 6 | I Verde

Trattamento speciale per il contorno degli occhi



Durata del trattamento: 8-12 minuti

Applicazione: una volta alla settimana. È possibile applicare il gel una volta al giorno per un risultato più rapido.

xCentialdeSpot

- Si consiglia di eseguire il programma di pulizia prima di ogni applicazione.
- Applicare generosamente il gel xCential deSpot sulla testina ad ultrasuoni o direttamente sulla regione della pelle da trattare.
- Accendere lo strumento premendo il pulsante on / off, quindi selezionare il programma W con il tasto STEP o il programma I (verde) per il contorno occhi.
- Tenere lo SQOOM impugnando i due contatti laterali.
- Posizionare la testina sulla zona cutanea da trattare e poi spostarla molto lentamente descrivendo delicati movimenti circolari.
- Per un'applicazione in serata, si consiglia di lasciare il gel residuo sulla pelle come maschera che agisce per tutta la notte.
- Se si applica questo trattamento al mattino o durante il giorno, si consiglia di sciacquare il gel dopo l'applicazione.
- Il risultato: Le parti pigmentate o le macchie vengono schiarite.



xCentialbooster

- Applicare generosamente il gel xCential booster sulla testina ad ultrasuoni o direttamente sulla regione della pelle da trattare.
- Accendere lo strumento premendo il pulsante on / off, quindi selezionare la S programma con il tasto STEP.
- Tenere lo SQOOM impugnando i due contatti laterali.
- Posizionare la testina sulla zona cutanea da trattare e poi spostarla molto lentamente descrivendo delicati movimenti circolari.
- Una volta terminata l'applicazione booster, massaggiare il gel residuo sulla pelle.
- Se si applica questo trattamento al mattino o durante il giorno, si consiglia di sciacquare il gel dopo l'applicazione.
- Il risultato: la pelle ritrova lo stato di giovinezza.



PROGRAMM 3 | W

Applicazione effetto schiarante



PROGRAMM 6 | I Verde

T Trattamento speciale per il contorno degli occhi



Durata del trattamento: 8-12 minuti

Applicazione: una volta alla settimana. È possibile applicare il gel una volta al giorno per un risultato più rapido.

PROGRAMM 5 | S

Concentrato d'idratazione per 24 ore



Durata del trattamento: 4 minuti

Applicazione: secondo bisogno-effetto istantaneo per un'occasione speciale o come complemento ideale dopo applicazione del gel xCential H+.



Il vostro dispositivo vi darà soddisfazione a lungo, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito.



Ampia garanzia commerciale internazionale

Registrate il vostro dispositivo per beneficiare della garanzia estesa. Oltre alla garanzia commerciale e quella prevista dalla legge, il vostro SQOOM è coperto senza costi aggiuntivi da una garanzia estesa valida in tutto il mondo.

www.warranty.sqoom.com

Customer service: info@SQOOM.com

- Tenete lo SQOOM in un luogo asciutto e non lavarlo con acqua.
- Pulire la testina ad ultrasuoni con un panno umido.
- Dopo aver spento l'apparecchio, porlo sulla sua base di ricarica. Verificare che sia acceso il LED blu.
- Il LED blu diventa verde quando il processo di carica è completato. In caso di problemi, il LED blu lampeggia.
- Se la batteria del dispositivo è completamente scarica, la ricarica dura almeno tre ore.
- L'autonomia di un dispositivo completamente carico è di quattro ore.
- Per verificare lo stato della batteria, premere il pulsante STEP per circa 3 secondi. Quando il dispositivo è completamente carico, si accende la luce del LED dei sei programmi. Se solo due LED si accendono, c'è ancora 30 minuti di durata della batteria. Se si sente un bip, è necessario ricaricare la batteria.
- Se non si utilizza il dispositivo entro due minuti dopo averlo acceso, si spegnerà automaticamente.
- Lo SQOOM è programmato per la durata di un'applicazione di quattro minuti. Trascorsi i quattro minuti, si sente un segnale acustico e l'unità passa in modalità standby. Se nessun programma è selezionato nei prossimi due minuti, l'unità si spegnerà automaticamente.
- La tensione di ingresso nominale è compresa tra 100 e 240 V AC. Si può prendere il dispositivo con sé ed utilizzarlo in tutto il mondo.
- Togliere la spina dal supporto di ricarica una volta che il dispositivo è completamente carico.
- Tutti i contatti elettrici devono essere puliti, privi di polvere ed asciutti.

Specifiche tecniche e tutela ambientale

Designazione del dispositivo

Disignazione	SQOOM (T-0204A)
Base di ricarica	
Tensione	AC 100 - 240V, 50/60 Hz
Uscita/Adattatore	DC 4, 2 V, 1A
Potenza	7W
Peso	133 g

Dispositivo SQOOM

Batteria agli ioni di litio

Uscita/Adattatore	DC 3.7V / 2200mA
Peso	194g (peso lordo)

Ultrasuoni

Frequenza ultrasuoni	1 MHz
Livelli di intensità	da 0,1 W/cm ² a 0,2 W/cm ²

Ion

Frequenza	1 Hz/1,785Hz
-----------	--------------



Per recuperare i materiali costituenti il dispositivo, quest'ultimo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. È possibile eliminarlo attraverso SQOOM Global AB o punti di raccolta di deposito messi a disposizione dal Comune.

Informazioni importanti

Utilizzare lo SQOOM esclusivamente con gel appositamente sviluppati e consegnati da noi.

Tenere il dispositivo e gel / crema fuori dalla portata dei bambini. Non superare venti minuti di trattamento al giorno per una data zona della pelle.

Non conservare il gel / crema ad una temperatura ambiente superiore ai 25 °C.

Non trattare con lo SQOOM una zona cutanea cancerosa o operata. Il gel / crema è destinato solo per applicazione cutanea.

Non usare lo SQOOM nei portatori di pacemaker.

Se trattate un'altra persona con lo SQOOM, assicuratevi che la mano libera tocchi la pelle dell'altra persona. Questo è l'unico modo per chiudere il circuito elettrico. Solo così lo SQOOM funziona perfettamente e la spia lampeggia.

Se si soffre di ipertiroidismo, non passare lo SQOOM sulla parte anteriore del collo o sul torace.

Non trattare articolazioni se contengono protesi metalliche, ciò può aumentare il dolore.

Durante la gravidanza, non passare lo SQOOM sulla pancia o sul petto.

Evitare che il gel o la testina ad ultrasuoni venga a contatto con i globi oculari, le palpebre, o le mucose.

© Tutti i diritti sono di proprietà di SQOOM Global AB. Sotto copyright, qualsiasi riproduzione o modifica è vietata senza previa autorizzazione scritta.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Il dispositivo viene garantito per due anni dalla data di acquisto.

A registered trademark of SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com