

Materialien zur Implantation eines getunnelten Dauerkatheters

Ein Implantations Kit und Drainage-Set von ewimed Switzerland AG

drainova® **ArgentiC** Katheter-Set Art. Nr. 1250 oder

drainova® **ArgentiC** Katheter-Set Art. Nr. 1260

und

Pneu Pack I Art.Nr. P8531 oder

ein **drainova®- ewimed- PleurX™ Drainage-Set**



Sterile Materialien

- Lochtuch
- Tischtuch steril
- Kittel
- Handschuhe
- 10 ml Spritze
- Injektionsnadel 21 G Nadel

Ein steriles Instrumenten-Set oder einzeln steril verpackte Instrumente

- Kornzange
- Pinzette
- stumpfe Präparierschere
- Skalpell
- Nadelhalter
- Hautfaden Nylon/Seide Gr. 0-2
- Kugeltupfer und Kompressen

Weitere Materialien

- Ultraschall
- 1 OP – Beistelltisch
- Mundschutz / - OP Haube
- Zellstoffunterlagen zum Abdecken und Polstern
- Verbandsmaterial (Pflaster oder Folienverband)
- Hautdesinfektionsmittel (gefärbt)
- Lokalanästhetika
- Sedativa (Bei Bedarf)