

wir sind ewimed

Die ewimed Switzerland AG ist seit 2009 Marktführerin im Bereich der Drainage für Patienten mit einem Pleuraerguss und/oder Aszites durch die PleurX™ bzw. drainova® Katheter Drainage-Systeme. Im Zuge der Fusion mit Nufer Medical AG am 1.1.2024 wurde ewimed Switzerland AG darüber hinaus Anbieterin anerkannter Marken in den Bereichen Geburtshilfe, Neonatologie, Säuglingspflege, Angiologie und Gefässchirurgie, bildgebender Ultraschall sowie biomedizinische Testgeräte. In der Wärmetherapie sind wir Hersteller vom CERATHERM Säuglingswärmestrahler.

Was uns auszeichnet:

- + der Kunde mit seinen Anliegen steht bei uns immer im Mittelpunkt
- + ein persönlicher, individueller Service ist für uns eine Selbstverständlichkeit
- + kostenlose Schulungsangebote sind für uns standard und werden von unseren Kunden geschätzt
- + Sie dürfen auf anerkannte Markenhersteller vertrauen, mit denen wir eine langjährige Zusammenarbeit pflegen.

Konnten wir ihr Interesse wecken?

Kontaktieren Sie uns unter folgender Nummer +41 31 958 66 66 und fragen Sie nach einem Angebot. erfahren Sie mehr über unser Sortiment unter www.ewimed.ch

Fetale/Postnatale Diagnostik & Therapie der Extraklasse





Fetal Doppler

mit hochsensitiven, wasserfesten Sonden vom Markenhersteller
Huntleigh



D920 MKIII | Sonicaid 2 MHz Sonde
D930 MKIII | Sonicaid 3 MHz Sonde

Fetal Doppler mit fest integrierter Sonde Ausführung Audio only

- + kompaktes und leichtes Design für einfache Tragbarkeit
- + einfach regulierbare Lautstärke
- + wasserfeste Sonde, einfach zu reinigende Sonde
- + Betrieb mit AA-Batterien



FD1 MKIII | Sonicaid 2 MHz Sonde
FD3 MKIII | Sonicaid 3 MHz Sonde

Fetal Doppler mit fest integrierter Sonde Ausführung Frequenzanzeige/Audio

- + kompaktes, leichtes Design für einfache Tragbarkeit
- + kontrastreiche LCD-Anzeige der FHR in grossen Zahlen
- + einfach regulierbare Lautstärke
- + wasserfeste, einfach zu reinigende Sonde
- + Betrieb mit AA-Batterien



QR-Code scannen
um uns Ihre Meinung
zu den Produkten
mitteilen.



SR2 | Sonicaid 2 MHz Sonde
SR3 | Sonicaid 3 MHz Sonde
SRX | Sonicaid*

Fetal Doppler mit fest integrierter Sonde Ausführung Kurvenanzeige/Audio

- + kompaktes, leichtes Design für einfache Tragbarkeit
- + kontrastreiche LCD-Anzeige der FHR in grossen Zahlen und Kurvenanzeige
- + einfach regulierbare Lautstärke
- + wasserfeste, einfach zu reinigende Sonde
- + Betrieb mit AA-Batterien

*mit auswechselbaren 2MHz/3MHz Sonden

Fetal Monitoring

der neusten Generation vom Markenhersteller Huntleigh.
(Sonicaid CTG Team 3 Series)



Modernes Fetalmonitoring - auch für Mehrlingsschwangerschaften geeignet

- + Risikoerkennung und Minimierung durch aktuellen 100K Daves-Redman Algorithmus
- + grenzenloses Monitoring mittels optionalem Akku*
- + klinisch validierte, maternale Blutdruckerfassung*
- + leistungsstarke widebeam Sonden, auch für hohen BMI
- + Zwillings- /Drillings-Ableitung* (zusätzliche Sonden optional)



Gerätefeatures & Optionen

- + schlankes, platzsparendes Design
- + hochauflösendes 8.4" Farbdisplay mit breitem Betrachtungswinkel
- + intuitive Bedienung (auch mit Handschuhen)
- + leistungsstarke Audiofunktion
- + integrierte Patientendatenbank
- + numerische sowie Kurven-Anzeige in Farbe
- + Materne Parameter Spo2 / NIBP*
- + INTRAPARTUM Version*
- + Trend Funktion (nur intrapartum Modelle)*

weitere, optionale Funktionen

- + Sonicaid TEAM3 kabelloses SONDENSYSTEM*
- + modulare Software-Dokumentationslösung mit Remote-Zugang für eine effiziente Versorgung von Mutter und Kind*



*optional

Diagnostik und Therapie

weitere Produkte unseres attraktiven Sortiments zur Diagnostik
und Therapie der Neugeborenen



Mennen
BiliCare

Transkutanes Bilirubin Messgerät mit Ladestation und integriertem Barcode Leser vom Markenhersteller Mennen

- + klein und handlich, für alle Hauttypen geeignet
- + nicht invasive transkutane Messung am Ohr
- + einfache, intuitive Handhabung
- + verlässliche Ergebnisse dank Bilirubin LED-Messung (muss nicht kalibriert werden)



z.B. Natus
neoBLUE® blanket

Phototherapie Systeme vom Markenhersteller Natus

- + weiche, ergonomisch geformte LED blanket-Auflage für intensive und sichere LED-Phototherapie der Neugeborenen
- + mobil und leicht, ideal für den Einsatz auf der Neonatologie, auf Mutter/ Kind-Pflegestationen und zuhause
- + entspricht AAP-Richtlinien für intensive Phototherapie



Ceratherm 600-3 -
ewimed Qualitätsprodukt

Wärmetherapie System von ewimed

- + Wärmestrahler zur Erhaltung der Körpertemperatur von Säuglingen, Kleinkindern und Erwachsenen
- + Mikroprozessorgesteuerte Heizleistungsregelung und Alarmüberwachung
- + Programmierbare Heizleistung von 0 - 98 % über 4 Heizstufen
- + Keramikheizelement mit schneller Aufwärmzeit und hohem Wirkungsgrad
- + 2-Stufen LED-Beleuchtung für blendfreie, farbechte Ausleuchtung