



# PRODUKTFAKTABLAD

## Haklapp, vuxen

**Art nr:** 408500

**Produktbeskrivning:** Tvättbar haklapp för vuxna. Haklappen har två tryckknappar på sidorna som gör att nedre kanten kan vikas upp till en ficka för att samla upp matrester och vätska. Haklappen knäpps med hjälp av tryckknappar och kan justeras i tre olika lägen för en skön komfort. Färgen är mörkblå med diskret mönster.

**Antal st/fp:** 30

**Antal fp/kartong:** 1

**Antal kartong/pall:** 30

**Symboler:**



### Produktfakta:

**Utförande:** Tvättbar haklapp som kan tvättas.  
**Tvättråd:** 95°C, kan torktumlas. För bästa absorption, tvätta innan första användning.

**Mått:** 45x90 cm

**Material:** PVC, Polyester och Rayon

**Märkning:** CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC

**Ytteremballage:** Wellkartong

**Inneremballage:** PE-folie

**Destruktion av vara:** Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna.

**Destruktion av emb:** Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen för energi eller materialåtervinning.

**Datum:** 2016-05-24

