



PRODUKTFAKTABLAD

- Produktbeskrivning:** **Abri-San, premium**
Abri-San 1-4 för lätt till medel inkontinens är kroppsformade skydd. 1-1A är singelförpackade. Storlek 2- 4 skålformas med hjälp av långsgående resårer, som minskar risken för sidoläckage.
Skydden innehåller superabsorbenter som snabbt absorberar vätskan samt minskar risken för oönskad lukt. Andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material, förhindrar hudirritation och ger optimal komfort. Fixeras med tejp i fixeringsbyxa eller tajt trosa. Nummer- och färgmarkering gör det lättare att skilja storlekarna åt.
Dermatologiskt testade, ej testade på djur.
- Symbol:**   
- Material:** Nonwoven av polypropen (PP)
Cellulosamassa (ECF)
Polyeten (PE) andningsbar
Smältlim av vax och kåda (ftalatfri)
Elastik av polyuretan skum: (2-3A), latexfri
Elastik av elasthan: (4), latexfri
Tryckpigmentet innehåller ej tungmetaller
Superabsorbenter av polyakrylat (ftalatfria)
- Ytteremballage:** Wellpappkartong
- Märkning:** CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEC
- Destruktion av vara:** Kan brännas eller kastas i hushållssoporna
Destruktion av emb: Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas
- Datum:** 2019-02-22



Abri-San Premium Art.nr	Produkt	Antal st/fp	Antal fp/kartong	Antal kartong/pall	Abs. ml ISO 11948-1	Abs. ml praktisk	Bredd/längd cm	Vikt g
9253	1	28	10	36	209	70	10/22	8
9254	1A	28	12	24	290	97	10/28	12
9260	2	28	9	21	377	126	10/26	17
9266	3	28	7	20	537	179	11/33	26
9267	3A	28	7	20	594	198	11/33	28
9271	4	28	6	12	775	258	20/44	35