



PRODUKTFAKTABLAD

Produktbeskrivning: **Abri-Soft Superdry**
Abri-Soft är absorberande engångsunderlägg avsedda att användas som extra skydd för sängar, stolar, kuvöser m.m. Fluffen säkerställer god sugförmåga och snabb spridning av vätska. Ovansidan i nonwoven harpräglade kanaler för en jämnare fördelning av vätska och för att undvika spridning av fluffmassan om underlägget skulle plockas sönder. Underlägget har spärrkanter runt alla fyra sidor, som förhindrar läckage utanför fluffbädden. Innehåller superabsorbenter som snabbt absorberar vätskan samt minskar risken för oönskad lukt.

Abri-Soft Superdry 70x180 har plastade bäddflikar så att vätska inte kan läcka igenom på madrasser bredare än 80 cm.

Abri-Soft Superdry 75x90 har tejp på baksidan och ligger därmed extra stabilt, vilket är mycket användbart för brukare, som rör sig mycket i säng. Underlägget är också extra mjukt.

Symbol:



Material:

Nonwoven av polypropen (PP)
Cellulosamassa (ECF)
Polyeten (PE) (latexfri)
Smältlim av vax och kåda, (ftalatfri)
Superabsorbenter av polyakrylat (ftalatfria)
Utan klorbaserad plast, ftalater och andra hormonstörande ämnen

Ytteremballage:

Wellpappkartong

Märkning:

CE-märkt enligt kraven i det Europeiska direktivet för

Medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEC

Destruktion av vara:

Kan brännas eller kastas i hushållssoporna

Destruktion av emb:

Kan lämnas på återvinningscentralen eller förbrännas

Datum:

2019-04-03



Abri-Soft Art.nr	Produkt	Storlek cm	Antal st./fp	Antal fp/kart	Antal kart/pall	Abs. ml ca	Funktion
254115	Superdry	40x60	60	4	24	700	-
254119	Superdry	60x60	60	4	24	1000	-
254122	Superdry	60x75	30	4	12	1200	-
1000006600	Superdry	80x90	25	8	4	1800	-
254123	Superdry	60x90	30	4	12	1500	-
254114	Superdry	70x180	30	2	12	2000	Bäddflikar
254140	Superdry	75x90	30	4	12	1800	Tejp