



Scorpius Familjen

IHOPFÄLLBAR | KOMPAKT | MÅNSIDIG



Invacare **Scorpius**-serien har designats specifikt för individer som vill underhålla en aktiv, oberoende livsstil utan att kompromissa med utrymmet. Idealisk för daglig användning, den ihopfällbara elscootern är den perfekta resekompisen.

Enkel att fälla ihop vid transport

Kompakt nog att passa in i bakluckan på en vanlig bil eller att ta med på resan utomlands. Det mångsidiga **Scorpius**-sortimentet är perfekt för dig som ständigt är på resa.

Tillgänglig i två versioner, **Scorpius** kan manuellt vikas i 3 enkla steg, medan **Scorpius-A** komprimeras på under 10 sekunder med ett enda knapptryck.



En kompakt lättviktare

Kompakt ihopfälld, båda modellerna kan enkelt placeras i ett bagageutrymme i vilken bil som helst. Båda dessa elscootermodeller väger mindre än 30 kg med batterierna borttagna, de kan enkelt lyftas när det behövs. Det imponerande lilla golvutrymme som krävs av de båda scootrarna när de är ihopfällda betyder att de enkelt kan förvaras i små utrymmen.



Godkänd på flyget

För självständighet utomlands, standarden 11.6Ah litiumion batteriet väger bara 2,8 kg och är IATA och MSDS kompatibel för utlandsresor med flygplan*.

* Det rekommenderas att kontrollera med ditt flygbolag innan resan.



5

EXKLUSIVA FUNKTIONER

1

Kompakt ihopfäld

- ▶ Fälls enkelt ihop för resor och förvaring
- ▶ **Scorpius** mått, ihopfäld = 750 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm
- ▶ **Scorpius-A** mått, ihopfäld = 775 (l) x 512 (b) x 540 (h) mm

LED belysning

3

- ▶ LED-belysning Fram och bak, utrustad med bromsljus som standard

Batteri godkänt för flyget

- ▶ Standard 11.6 Ah litumion-batteri, tillåtet att ta med på de flesta flygplan
- ▶ IATA och MSDS-godkända

2

Touch LED-panel

(Endast Scorpius A)

- ▶ Intuitiv pekskärmtsteknologi
- ▶ Möjlig ihopfällning av **Scorpius-A** på mindre än 10 sekunder!
- ▶ Utrustad med stölskyddsanordning

5

Pålitlig

- ▶ Med standard 8" PU hjul, är Scorpius-sortimentet lämplig för olika typer av underlag







Ytterligare funktioner







- ▶ **Förvaringsväskor**
Valfria att placera fram-, bak- och under stol finns tillgängliga samt ett enkelt förvaringsskydd
- ▶ **17.6Ah batteri**
Ett större litiumjonbatteri finns tillgängligt för de personer som vill resa längre (klarar upp till 23 km)








Tekniska data ▼

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

	 Sittbredd ▼	 Sittdjup ▼	 Sitthöjd ▼	 Ryggstödshöjd ▼	 Hjulbas ▼	 Totallängd ▼
Scorpius	419 mm	340mm	560mm	780 x 512 x 540 mm	512mm	953 mm
Scorpius A	419 mm	340mm	560mm	775 x 512 x 953 mm	512mm	953 mm


	 Totalhöjd ▼	 Tyngsta del* ▼	 Max brukarvikt ▼	 Batterikapacitet ▼	 Vändutrymme ▼	 Max hindertagning** ▼
Scorpius	953 mm	27,2 kg	115kg	1 x 24V/11.6Ah	1140mm	50mm
Scorpius A	953 mm	28 kg	115kg	1 x 24V/11.6Ah	1140mm	50mm

	 Markfrigång ▼	 Max säker lutning ▼	 Körsträcka ▼	 Hastighet ▼	 Motoreffekt ▼
Scorpius	43mm	6°	15km	8 km/h	250W, 4600 r.p.m
Scorpius A	43mm	6°	15km	8 km/h	250W, 4600 r.p.m

* vikt utan batteripaket

** Mätt då man åker uppför hindret

Färgval ▼



Vit

Röd

Klädsel ▼



Svart mesh tyg

Kundservice: 08-761 70 90
 Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
 Box 66 - 163 91 Spånga
 Sweden



Yes, you can.®

© 2020 Invacare International Sarl Alla rättigheter är reserverade för Invacare. Invacare reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tryck. All information är korrekt vid tiden för tryckning. Scorpius - SE - 03/2020