



reddot award 2014
winner

Invacare® | **Colibri®**

Den färgglada vägen till
oberoende

Trusted Solutions,
Passionate People



Nya *Invacare Colibri* är en snygg, enkel och färgglad microscooter, designad för dem som uppskattar en oberoende livsstil. Tack vare det unika *Invacare LiteLock™*-systemet kan denna scooter enkelt tas isär utan användning av verktyg och den får plats i de flesta bagageutrymmen. Med sina små yttermått är *Invacare Colibri* lättmanövrerad i små och trånga utrymmen, det är därför *Colibri* enkelt kan ta dig dit du önskar. Dessutom kan du växla mellan flera trendiga färgpaneler för att matcha din stil, allt efter humör. Var redo att åka bekvämt och säkert med din nya snygga följeslagare.

Egenskaper och Tillval



Smidig demontering

Det behövs inte ens en minut för att montera isär *Colibri* inför transport. Inga lösa kablar eller krångliga kontakter som är i vägen.



Möjlighet till större hjul och batteri

Olika batterikapacitet och hjulstorlek finns som val beroende på användningsområde. Välj hur du vill ladda ditt batteripaket: antingen på scootern eller om du vill ta in det och ladda det fristående.



Ökad komfort

Den bekvämt stoppade sitsen ger komfort under åkturen. För ytterligare ökad komfort kan en fjädringsmodul läggas till.



Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

| | Sittbredd | Sittdjup | Sitthöjd | Ryggstödhöjd | Hjulbas | Max hindertagning | Max säker lutning | Motoreffekt |
|-------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------|
| <i>Invacare Colibri</i> | | | | | | | | |
| | 465 mm | 400 mm | 370 - 420 mm | 385 mm | 505 mm | 45 mm | 6° / 10.5% | 200 W |
| | Körsträcka | Hastighet | Totallängd | Vikt | Max brukarvikt | Batterikapacitet | Vändutrymme | |
| <i>Invacare Colibri</i> | | | | | | | | |
| 3-hjulig | Upp till 16 km | 8 km/h | 1010 mm | 42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah) | 136 kg | 2 x 12 Ah 2 x 18 Ah | 1940 mm | |
| 4-hjulig | Upp till 16 km | 8 km/h | 1010 mm | 44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah) | 136 kg | 2 x 12 Ah 2 x 18 Ah | 2200 mm | |

Färger



LiteLock™ system

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®

