

# Comet Alpine +

Cross Country Scooter för den som gillar  
äventyr i terräng



- Kraftfull och robust
- Utmärkta köregenskaper
- Säker

För dig som gillar äventyr i terräng som är alltför utmanande för en traditionell scooter, erbjuder Comet® Alpine+ den perfekta lösningen. Dess robusta och kraftfulla köregenskaper ger dig friheten att upptäcka naturen med minimal ansträngning men ändå med komfort och säkerhet.

Som en del av Comet-familjen, kommer Comet Alpine+ utrustad med alla dess välkända säkerhetsfunktioner och anpassningsmöjligheter, och erbjuder en tillförlitlig, kraftfull och elegant scooter.



Yes, you can.®

## Kraftfull och robust

Oavsett om du tacklar ojämn terräng eller branta och utmanande backar, kommer Comet Alpine+ att erbjuda utmärkt manövrerbarhet och kraft utan att kompromissa med säkerhet och stil. Tack vare dess kraftfulla motorer och överlägsna fjädringssystem, låter Comet Alpine+ dig utmana naturen med minimal ansträngning och fullständig kontroll.

## Utmärkt utomhusförmåga

När man står inför ett blött eller ojämnt underlag, kan du vara säker på att scooterns vitala komponenter kommer att skyddas mot både vatten och smuts tack vare det inbyggda stänkskyddet. Vid högre hastigheter är scootern stabil och den förbättrade framvagnsupphängningen hjälper till att hålla råkurs och den automatiska hastighetsreduceringen saktar ner farten när du kör runt hörn.



### USB Adapter

Underhållsladda din telefon medan du kör.



### Hållare för mobiltelefon

Robust och säkert fäste som kan justeras för att passa de flesta moderna mobiltelefoner.



### XL korg

Större än standardkorgen.



### Stötfångare i stål

Skydda din scooter ytterligare genom att lägga till dessa starka stötfångare i stål på framsidan och baksidan av scootern.

## Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, [www.invacare.se](http://www.invacare.se)

	Sittbredd	Sittdjup	Sitthöjd	Ryggstödhöjd	Hjulbas	Totallängd	Vikt	Tyngsta del
<b>Comet Alpine +</b>	510 mm	Comfort och Deluxe: Min. 440 mm 470 mm Premium: 460 mm	Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	665 - 685 mm	1450 mm	143 kg	ca 63 kg

	Max brukarvikt	Batterikapacitet	Vändutrymme	Max hindertagning	Markfrigång	Max säker lutning	Körsträcka	Hastighet
<b>Comet Alpine +</b>	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10°	49 km	10 km/h

Motoreffekt
<b>Comet Alpine +</b> 10km/h: 650 W / 1800 W <sup>1</sup>

1. Maxeffekt

Färger					Clädsel
Vit	Safirblå	Grön	Beige	Koppar	Svart
Röd	Krom	Silver	Blå	Kvartsröd	

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB  
 Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga  
[sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com) | Sweden  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

