



Självständighet och komfort

Stilig, hopfällbar och platsbesparande inomhusrollator

TOPRO HESTIA

Användningsområde

Stilig, hopfällbar och platsbesparande inomhusrollator som erbjuder det där lilla extra för självständighet och komfort i hemmet.

TOPRO Hestia har sofistikerade funktioner som möjliggör säker gång, stöd för att bekvämt sätta sig ner och komma tillbaka från sittande läge, samt är ett säkert hjälpmedel att bära med sig måltider och andra föremål.

När det gäller stabilitet, komfort och kvalitet är Hestia en sann TOPRO. Kvalitet du kan lita på.

Kompromisslös komfort

Det ergonomiskt utformade, höjdjusterbara körhandtaget med bromsbygel gör att rollatorn kan manövreras med olika grepplägen och med endast en hand.



Unika integrerade uppresningshandtag

De integrerade, infällbara uppresningshandtagen ger kompletterande stöd när du står upp eller sitter ner. Handtagen kan enkelt skjutas in igen för obehindrad gång.

Specialbricka med smarta funktioner

För att enkelt komma åt brickan när du sitter kan den dras mot gångsidan av rullatorn.

Lyfthandtaget på brickan kan sänkas helt och lämnas dolt. Brickan kan lyftas och bäras med endast en hand.

Brickan har en integrerad mugghållare och en plats där en smartphone eller surfplatta kan placeras. Den speciella höjdpunkten: att placera högtalarna i spåret kommer att förstärka ljudet!

made in Norway



Modern nordisk design



7 ÅRS GARANTI

Alla våra produkter levereras med 7 års garanti



Hestia

Artikelnummer 815500-119010



HÅLLBARHET

Miljövänlig produktion genom hållbart producerade material och ren energi.



TEKNISK DATA HESTIA

Rekommenderad brukarhöjd	156–196 cm
Max. brukarvikt	110 kg
Max. kapacitet nätkorg	5 kg
Körhandtags höjd	81–100 cm
Handtag	Ergonomisk – flera grepppositioner (TOPRO Ergobar)
Greppdistans körbroms	75 mm
Bredd mellan handtagens mittpunkter	375 mm
Max. kapacitet korg	5 kg
Brickans höjd	683 mm
Brickans storlek	350 × 290 mm
Svängdiameter	780 mm
Max. höjd	1000 mm
Max. bredd	555 mm
Max. längd	630 mm
Diameter fram- / bakhjul	112 mm
Bredd fram- / bakhjul	24 mm
Mått hopfälld (l × b × h)	250 × 555 × 885 mm
Total produktvikt	6.9 kg
Användningsområde	Inomhus

topromobility.se

kundservice@topromobility.se | +46 08 311 330

TOPRO
– keep on moving