


Størrelsesguide

Hovedbeskyttelse

Ribcap Billie, Fox, Hardy, Iggy, Lenny

For at finde din rette størrelse, kan du måle dit hoved på efter guiden. Dette er med til at sikre du finder din rette størrelse.



| STØRRELSE | A | B |
|-----------|---------|------------|
| Mini | 16 cm | 47 - 49 cm |
| Midi | 16,5 cm | 50 - 52 cm |
| Maxi | 17,5 cm | 53 - 55 cm |
| Small | 17,5 cm | 53 - 55 cm |
| Medium | 18,5 cm | 56 - 58 cm |
| Large | 19,5 cm | 59 - 61 cm |
| Xlarge | 20,5 cm | 62 - 65 cm |

Ribcap Basball Cap

For at finde din rette størrelse, kan du måle dit hoved på efter guiden. Dette er med til at sikre du finder din rette størrelse.



| STØRRELSE | A | B |
|-----------|---------|------------|
| Midi/Maxi | 16,5 cm | 50 - 55 cm |
| S/M | 17,5 cm | 53 - 58 cm |
| L/XL | 18,5 cm | 59 - 65 cm |

Halskrave

Din halskrave skal passe på til dig. Din rette størrelse finder du ved at måle omkredsen af din hals. Ligger du mellem 2 størrelser anbefaler vi at du vælger den største.

| STØRRELSE | OMKREDS AF DIN HALS |
|-----------|---------------------|
| Small | 22 - 30 cm |
| Medium | 26 - 36 cm |
| Large | 36 - 50 cm |

Ganghjælpemidler

Frogwalker

Størrelsesguiden fortæller hvilken størrelse som vi anbefaler du skal have, ud fra de opgivte mål. Ligger du mellem 2 størrelser anbefaler vi du vælger den største.

| STØRRELSE | BRUGERHØJDE | BRUGER VÆGT | HØJDE U.ARMSTØT | BREDDE | SÆDEHØJDE | HØJDE ARMSTØTT |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| Medium | 90 - 140cm | max 40 kg | 52 - 67 cm | 38 - 46 cm | 32 - 53 cm | 62 - 86 cm |
| Large | 130 - 170 cm | max 70 kg | 67 - 76 cm | 49 - 57 cm | 49 - 64 cm | 74 - 95 cm |

Xplore

Størrelsesguiden fortæller hvilken størrelse som vi anbefaler du skal have, ud fra de opgivte mål. Ligger du mellem 2 størrelser anbefaler vi du vælger den største.

| Størrelse | Small | Medium |
|-------------|-------------|--------------|
| Brugerhøjde | 80 - 120 cm | 110 - 150 cm |
| Brugervægt | Max 30 kg | Max 50 kg |