

FICHA TÉCNICA

Standing frame



Registado no Infarmed

CDM XXXXXXX- CND Y050202 – UDI Básico-DI 805050779003AH

O *standing frame* **Wally** fabricado pela BIEMME Group S.r.l. de Reggio Emilia (Itália) foi concebido para permitir que a criança exerça a posição vertical, **prono ou supino**, de acordo com os alvos terapêuticos escolhidos.

Está disponível em três tamanhos.

Características técnicas do dispositivo			M1	M2	M3
Idade do utilizador	yrs		1-5	5-13	10-14
Altura do utilizador	cm		50-95	90-120	100-140
Peso máximo do utilizador	kg		40	45	50
Peso Total	kg		23	26	36
Força do pistão de ajuste de altura	N		900	1100	1100
Tilt-in-space piston force	N		600	600	600
A	Comprimento total	cm	77-84	77-90	78-94
B	Largura total	cm	66-68	68-74	76-79
C	Distância entre a basculação no espaço e o solo	cm	40-90	40-90	40-90
D	Ângulo de inclinação máximo	°	90°	90°	90°
Apoios para peito					
E1-E2	Suporte de encosto	cm	16x12	21x16	20x25
F1-F2	Apoios laterais	cm	10x6	15x10	18x10
G	Distância de suporte lateral (min-max)	cm	16-26	21-36	27-40
H	Ângulo de inclinação dos suportes laterais	°	da -35° a +35° [70°]	da -35° a +35° [70°]	da -35° a +35° [70°]
I	Altura do apoio de cabeça	cm	15	15	15
Apoios para joelhos					
J	Adução/abdução de joelheiras	°	55°	55°	55°
K	Prona/supinação do suporte do joelho	°	da -25° a +25° [50°]	da -25° a +25° [50°]	da -25° a +25° [50°]
L1	Altura do suporte do joelho	cm	6	6	6
L2	Largura do suporte do joelho	cm	11	11	11
M	Rotação intra/extra dos suportes de joelhos	°	da -40° a +40° [80°]	da -40° a +40° [80°]	da -40° a +40° [80°]
N	Posição de profundidade dos suportes de joelhos	cm	0-4	0-4	0-4
O	Flexão/extensão de joelheiras	°	da -30° a +30° [60°]	da -30° a +30° [60°]	da -30° a +30° [60°]
Apoios para os pés					
P	Rapto/adução de apoios para os pés	cm	15-36	15-36	15-44
Q	Prona/supinação dos apoios para os pés	°	da -25° a +25° [50°]	da -25° a +25° [50°]	da -25° a +25° [50°]
R1	Largura interna do apoio para os pés	cm	6	7	9.5
R2	Comprimento interno do apoio para os pés	cm	17	20	24.5
S	Rotação intra/extra do apoio para os pés	°	da -40° a +40° [80°]	da -40° a +40° [80°]	da -40° a +40° [80°]
U	Flexão/extensão do apoio para os pés	°	da -30° a +30° [60°]	da -30° a +30° [60°]	da -30° a +30° [60°]
Tabuleiro					
T1	Largura do tabuleiro	cm	55	55	63
T2	Profundidade do tabuleiro	cm	53	53	57
T3	Largura da área útil do tabuleiro	cm	27	27	40
T4	Ângulo de inclinação	°	da -20° a +40° [60°]	da -20° a +40° [60°]	da -20° a +40° [60°]





Fig. 1 Desenho técnico Wally – montagem geral



Biemme group
S.p.A.
RUBIERA (RE)

CODICE: Wally-1 misura 1
DESCRIZIONE: STABILIZZATORE PER STATICA WALLY

Fig. 2 Segmentos de ajuste no Wally