



Modelo C2 da WHILL



Mexer-se mais. Viver mais.

Compacto, potente e versátil, o modelo C2 da WHILL
acompanha-o em todas as suas aventuras, e fora de casa.





Intuitivo e fácil de utilizar,
prático, mesmo em espaços
reduzidos



Apoio de braço rebatível

Levante o apoio de braços para se transferir confortavelmente para o assento lateralmente. Com possibilidade de fazer transferência pela frente através da estabilidade do apoio de pés.



Raio de giro de 76 cm

O WHILL é fácil de manobrar em espaços apertados, o que o torna ideal para utilização em pequenos elevadores interiores.



Controlo remoto moderno e intuitivo

Com possibilidade de ligar, desligar e controlar a velocidade da cadeira no comando intuitivo. O WHILL trava automaticamente quando se solta o comando, mesmo em declives. O controlador pode ser colocado no lado esquerdo ou direito da cadeira..





Potente e versátil, o modelo C2 da WHILL leva-o onde as outras cadeiras não podem ir.

Graças aos seus dois motores potentes e às rodas omnidirecionais, a WHILL Modelo C2 é ideal para terrenos que uma cadeira de rodas normal não seria capaz de percorrer. Buracos e lances, terrenos irregulares, relva ou gravilha já não são uma preocupação.



Ultrapassa sem esforço obstáculos até 5 cm de altura.



A suspensão da roda traseira absorve os choques quando se conduz em estradas irregulares ou obstáculos.



O modelo C2 da WHILL foi concebido para evitar a deriva. Mantém uma condução rectilínea mesmo em terrenos com inclinações laterais.



Compacto e fácil de transportar, leve-o para todo o lado!

Leve e facilmente desmontável, o modelo C2 da WHILL entra na bagageira de qualquer automóvel. Também o pode transportar na bagagem de porão quando viaja de avião.



Como desmontar o WHILL

Descubra como desmontar a cadeira em 4 passos, clicando neste link <https://www.youtube.com/watch?v=EGtIWZisorI> ou digitalizando o código QR:





5 h
de carga

Autonomia de
18 km

Peso
de 2,7 kg

Bateria de íões de lítio amovível

Garante potência e autonomia durante todo o dia.

Desenvolvida em colaboração com a LG, a bateria carrega-se em 5 horas e dá ao WHILL Model C2 uma autonomia de 18 km, o que lhe dá energia suficiente para todo o dia. As baterias e os carregadores estão disponíveis individualmente como opção.

A bateria pode ser retirada e carregada numa tomada de parede normal.



Controle o seu WHILL com a aplicação*.



- > Conduzir o WHILL à distância.
- > Ajusta a velocidade máxima, bem como a sensibilidade dos controlos e a aceleração.
- > Monitorize a sua bateria em tempo real. Acompanhe a sua atividade: distância percorrida, tempo de condução.

Bloquear a WHILL quando não estiver a ser utilizada.

*Modelo C2/F-Series da WHILL



Escolha a cor que mais lhe agrada

As coberturas laterais estão disponíveis em 10 cores cuidadosamente selecionadas. Personalize o seu WHILL e mude facilmente de cor para se adaptar ao seu humor ou ao humor do dia.



Conforto personalizável O modelo C2 da WHILL adapta-se às suas necessidades.

Apoio de costas tubular adaptável
(Sistema de montagem do encosto WHILL modelo C2 - ver página 19)



O encosto tubular adaptável e os outros acessórios permitem adaptar soluções de posicionamento personalizadas (só fornecemos o encosto tubular como opção. Para escolher o tipo de encosto a adaptar, consulte o seu ponto de venda habitual e/ou o seu terapeuta ocupacional).



Apoio a bengalas

Larguras de assento disponíveis	40, 45, 50 cm
Altura da unidade	760 mm - 840 mm
Peso do aparelho em função do tamanho do banco	40: 51,3 kg
*sem estrutura tubular	45: 52 kg
	50: 52,2 kg
Peso máximo do utilizador	40: 115 kg
consoante o tamanho do banco	45: 136 kg
	50: 136 kg



Tipo de rato



Tipo de joystick



Tipo U

Apoio de braço de conforto
(dispositivo não médico)



Apoio para os pés



“ A minha WHILL é a minha melhor amiga, ela traz-me a liberdade de movimentos que tinha antes! ”Olivier



“ Queria uma cadeira de rodas que não se parecia com uma cadeira de rodas e com autonomia. Desde que a adquiri, faço muitas coisas com ela. É uma bomba ! Agora tenho uma vida muito mais ativa, as pessoas param-me na rua para me perguntarem sobre a WHILL. ”Nicolas

“ Experimentei várias cadeiras de rodas eléctricas, precisava de recuperar a minha liberdade de movimentos. Quando experimentei o WHILL não duvidei!

Destaco a sua estabilidade em declives, a suavidade e sensibilidade da sua condução e a facilidade de ultrapassar os buracos e os terrenos difíceis. Para mim, o WHILL dá-me "liberdade", ! Bertrand



“ Quando estava a lidar com a minha nova vida e a minha capacidade reduzida. Tive de me mudar, descobrir o WHILL foi para mim um "renascimento", ajudou-me a reconstruir-me. É atrativo, fácil de manobrar em espaços apertados, no exterior é um todo-o-terreno: as rodas são extraordinárias para ultrapassar os passeios em qualquer ângulo. Tornou-se o meu veículo pessoal e permitiu-me voltar aos meus hábitos e desfrutar plenamente da minha vida. vida, com os meus entes queridos. O WHILL também tem um design compacto. Evoca dinamismo e movimento, é vida! ”Valérie



“ No início, pensei que não iria utilizar a APP, mas tornou-se muito útil. Utilizo-a para me deslocar da cama para a cadeira, para tomar banho, para arrumar e guardar o WHILL, para as consultas médicas... ”Pascal

“ Como sou pequeno, precisava de uma solução leve e fácil de gerir que também pudesse ser desmontável para facilmente entrar no carro. O WHILL deu-me mais autonomia e independência, e isso é muito importante para mim. ” Stéphanie

Especificações técnicas

O modelo C2 da WHILL pode ser facilmente configurado, a partir da altura do do banco ao ângulo do encosto, passando pela posição do comando (comando à esquerda ou à direita), para proporcionar uma posição e uma experiência de condução confortáveis e personalizadas.



- 1. Altura do comando 670, 690, 710, 730 mm
- 2. Ângulo do encosto 90, 95, 100°
- 3. Altura do encosto..... 340 - 460 mm
- 4. Altura de montagem do assento...405, 425, 445, 465, 485 mm
- 5. Ângulo de montagem do assento
- 6. Profundidade do conjunto do assento 400 - 450 mm
- 7. Largura do conjunto do banco ...400 - 500 mm
- 8. Ângulo de apoio dos pés.....2°



Autonomia de condução.....	18 km	Resistência às intempéries.....	IPX4
Inclinação máxima	10°	Velocidade máxima.....	8 km/h
Raio de giro	760 mm	Altura para ultrapassar de obstáculos.....	5 cm
Largura da cadeira.....	554 - 654 mm	Larguras de assento disponíveis	985 mm
Peso da cadeira totalmente montado	51,9 - 52,8 kg	Suspensão	4 rodas independentes
Aprovado para viagens aéreas	Sim	Aplicação activada	Sim, com controlo remoto
Tempo de carregamento	5 horas	Coberturas dos braços intercambiável	10 cores
Capacidade de peso.....	40 cm: 115 kg, 45cm/50cm: 136kg	Bateria	lão de lítio (25,3V 10,6Ah)

Perguntas mais frequentes

Como é que posso testar o modelo C2 da WHILL em casa?

1. Digitalize este código QR e preencha o formulário. Também pode visitar o link: <https://whill.inc/es/schedule-a-test-drive/>



2. Contacte o seu ponto de venda habitual ou a WHILL diretamente para obter informações sobre

os pontos de venda autorizados mais próximos.

3. Encontrar um ponto de venda WHILL: Clique na opção "Marcar um teste". Introduza o seu código postal ou a sua localização e entraremos em contacto com a equipa da WHILL, que o poderá encaminhar para o ponto de venda mais conveniente.

perto de si. O ponto de venda e o representante da WHILL poderão organizar um teste no local e quaisquer perguntas que possa ter.

4. O ponto de venda terá o WHILL da sua escolha e poderá experimentá-lo. em casa. Certifique-se de que testa o WHILL em diferentes ambientes, em todas as diferentes para se certificar de que é adequado para o terreno onde o vai utilizar. necessidades.

5. Se o WHILL satisfizer as suas necessidades, pode decidir comprá-la diretamente no ponto de venda.

Como é que posso comprar um WHILL Model C2?

1. Para mais informações, contacte o seu ponto de venda habitual ou a WHILL. para obter informações sobre os pontos de venda autorizados mais próximos.

2. Marcar uma reunião com um ponto de O representante de vendas autorizado da WHILL para uma consulta e avaliação das suas necessidades de soluções de mobilidade. A avaliação pode incluir perguntas sobre a sua condição física, estilo de vida e actividades diárias para determinar qual o modelo que melhor se adequa às suas necessidades.

3. Experimente os diferentes modelos WHILL para ver qual é o mais adequado para si. as suas necessidades e o seu orçamento. Certifique-se de que testa todas as características, incluindo a capacidade de manobra, a velocidade, a duração da bateria e a capacidade de subida.

4. Saiba mais no seu revendedor autorizado WHILL. O ponto de venda dar-lhe-á todas as informações necessárias sobre o preço, as opções de financiamento, os prazos de entrega e garantias.

5. No momento da entrega, o seu ponto de venda explicar-lhe-á como funciona o seu WHILL, mostrar-lhe como utilizá-lo corretamente e responder a quaisquer perguntas que possa ter sobre a sua utilização e manutenção.

6. Desfrute da sua nova de mobilidade WHILL. Siga as instruções instruções de utilização e manutenção para prolongar a sua vida útil e garantir a sua segurança.

O que devo fazer se o meu WHILL se avariar?

O seu ponto de venda pode contactar diretamente o nosso serviço pós-venda através de vários meios: número de telefone dedicado, e-mail, formulário de contacto através do sítio Web ou das redes sociais.

O Serviço de Apoio ao Cliente poderá então ajudar o seu ponto de venda a resolver o seu problema, fornecendo-lhe conselhos e instruções. A garantia é de 2 anos para a cadeira de rodas e de 6 meses para a bateria.

Posso utilizar o meu WHILL no transporte?

Os regulamentos que regem a utilização de uma solução de mobilidade nos transportes públicos podem variar de país, região ou cidade para país, região ou cidade. Por conseguinte, é essencial consultar as leis e regulamentos específicos em vigor.

Comboio. Pode haver um intervalo entre o comboio e a plataforma, pelo que deve perguntar ao pessoal na estação para o ajudar a entrar e sair, e verifique com antecedência se a estação Dispõe de instalações para

pessoas com mobilidade reduzida, como os elevadores.

Autocarro. Pode utilizar o WHILL em autocarros sem degraus, com um degrau ou com elevador.

Avião. Informe-se antecipadamente junto da companhia aérea sobre a forma como transportam as cadeiras de rodas elétricas.

Quais são as vantagens do encosto adaptável?

O modelo C2 da WHILL oferece agora como opção um novo apoio de costas tubular adaptável, ideal para utilizadores com necessidades específicas de posicionamento. Oferece uma série de vantagens:

Personalização. Pode personalizar o seu encosto de posicionamento de acordo com as suas necessidades. Pode escolher a forma, o tamanho e a densidade do seu encosto de posicionamento.

Adaptabilidade. A estrutura tubular do encosto do modelo C2 da WHILL foi concebida para se adaptar a todas as marcas de eencostos com posicionamento. Pode facilmente substituir ou mudar o seu suporte de posicionamento à medida que a sua doença progride ou quando precisa de mudar o seu suporte de posicionamento. .

Conforto. A nova estrutura tubular do encosto permite-lhe adaptar soluções que oferecem um maior apoio às costas, o que pode melhorar o seu conforto e reduzir a fadiga.

Ergonomia. O apoio de costas tubular adaptável do modelo C2 da WHILL oferece maior flexibilidade e adaptabilidade para utilizadores com necessidades específicas de posicionamento. Isto pode melhorar o seu conforto, reduzir a fadiga e ajudar a prevenir a dor e a tensão muscular, ao mesmo tempo que oferece uma maior durabilidade para a sua solução de mobilidade.

.



Agende um teste gratuito em sua
casa



Tem alguma pergunta?
Contactar-nos!

WHILL UE

Johan Cruijff Boulevard 65, 1101 DL,
Amesterdão, Países Baixos

Correio
eletrónico eu.info@whill.inc
Sítio Web www.whill.inc/es/

Encontre-nos em:





Europa

Johan Cruijff Boulevard 65,

1101 DL, Amesterdão, Países Baixos

Email: eu.info@whill.inc

Distribuído em Portugal por:

RDC Medical, Distribuidor oficial da
Wellell em Portugal

Rua das Hortas, N75
4795-490, São Martinho do Campo

915 627 037



Correio eletrónico: 743-00039

*Este dispositivo foi concebido para proporcionar mobilidade às pessoas habituadas a utilizar uma cadeira de rodas eléctrica.