



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt

RDC Medical MyWam®

YETI
JR.



NEW

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho para crianças com PCI YETI foi concebido para crianças maiores/mais velhas que não conseguem andar ou sentar-se numa posição correta em resultado de lesões, doenças ou disfunções motoras. O carrinho é adequado para utilizadores com altura entre **130 – 175 cm** e um peso máximo de **80 kg**.

Equipado com o **sistema "I Grow With You"** (extensão suave da altura do encosto e profundidade do assento à medida que a criança cresce) e sistema de tensão ajustável que permite ajustar a tensão adequada dos estofos tanto no assento como no encosto garante-lhe um apoio durante muitos anos.

YETI



MEDICAL DEVICE - CLASS I

CARRINHO PARA CRIANÇAS COM PCI

Além disso, a **suspensão sólida do YETI**, juntamente com um mecanismo de encarte rápido, basculação do assento, encosto reclinável e uma ampla gama de acessórios simplificam significativamente o uso diário, independentemente das condições climáticas e da época do ano. O design moderno e prático é o seu trunfo adicional.

INDICAÇÕES

paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens, paralisia e paresia do tronco, enfraquecimento dos músculos posturais responsáveis por manter a posição corporal correta, paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofias musculares.

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes do carrinho devem ser efetuados por um técnico especializado.

CARACTERÍSTICAS / SEGURANÇA E CONFORTO

BASCULAÇÃO DO ASSENTO

mecanismo simples



9,5° - 29°

5 posições

ENCOSTO RECLINÁVEL

Ampla gama de ajustes



3° - 99°

8 posições

APOIO DE PÉS AJUSTÁVEL EM ÂNGULO E ALTURA

ajuste simples e rápido



80° - 180°

6 posições

COR

estofos pretos / cinza claro



estofos jeans azuis



estofos verdes



NEW

MYWAM LLC

PARA-VENTO

estofos multifuncionais



O **Yeti** está equipado com para-ventos multifuncionais que não só são úteis em condições de vento, mas também protegem o utilizador

ESTRUTURA LEVE DOBRÁVEL

Facilidade de armazenamento e transporte



O carrinho Yeti permite uma dobragem rápida e fácil que facilita o uso diário, armazenamento e transporte.

APOIO À CONDUÇÃO

Conforto para as viagens mais acidentadas



O carrinho é equipado com **suspensão traseira ajustável** nas rodas traseiras, rodas dianteiras giratórias com opção de bloqueio direcional, **travão central e trepa passeios**.

ACESSÓRIOS FUNCIONAIS NA PRÁTICA



1

Cobertura com janela



Almofadas redutoras e cinto de segurança de 5 pontos

2



3

Cintos de abdução

4



Proteções do frame



5

Rodízios dianteiros giratório com bloqueio direcional



6

Quick release nas 4 rodas



EQUIPAMENTOS



ALMOFADAS REDUTORAS



ENCOSTO DE CABEÇA



CINTOS DE ABDUÇÃO



BARRA DE SEGURANÇA



CINTOS DE CINCO PONTOS



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO DE ATIVIDADES



COBERTURA COM JANELA



LUVAS DE INVERNO



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 28*/43 cm

Profundidade efetiva do assento: 31 - 45 cm

Altura do encosto: 65 - 85 cm

Largura do encosto: 25*/42 cm

Distância entre o pé e o assento: 28,5 - 43,5 cm, 7 posições

*os valores são dados com encartes

Peso total: 23 - 26 kg

Comprimento do carrinho: 114,5 - 146 cm

Altura do carrinho de bebê: 117 - 133 cm

Largura do carrinho de bebê: 67 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.