



RDC Medical MyWam®



RDC MEDICAL



Rua das Hortas, 75, 4795-490, STS



www.rdcmedical.pt



ZEFIR

CARRINHO PARA CRIANÇAS COM PCI

NEW

INFORMAÇÕES GERAIS

O carrinho para crianças com PCI ZEFIR é um equipamento leve e compacto dedicado a crianças com deficiência entre **os 80 e os 140 cm** de altura e com um peso corporal máximo até **40 kg**.

ZEFIR tem muitas funções úteis, tais como a capacidade de inclinar o encosto e ajustar a altura do apoio para os pés. Também permite a alteração da profundidade do assento, da largura (**instalando inserções estreitas**) e a altura do encosto (**instalando extensões**), para que cresça com o utilizador.



MEDICAL DEVICE - CLASS I

Como todos os carrinhos para PCI MyWam, o ZEFIR tem uma vasta gama de acessórios adicionais que facilitam a organização de caminhadas diárias e são úteis em condições meteorológicas menos favoráveis.

**ESTE É UM DISPOSITIVO MÉDICO.
UTILIZE-O DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO OU COM O
RÓTULO.**

frame branco / brilhante

frame preto / mate




INDICAÇÕES


- paralisia e paresia de membros inferiores de várias origens
- paralisia e paresia do tronco
- fraqueza dos músculos posturais, responsáveis pela manutenção da posição corporal correta
- paralisia cerebral
- mielomeningocele
- distrofias musculares

CONTRAINDICAÇÕES

Em caso de contraindicações para a posição sentada e/ou verticalização passiva, os ajustes do carrinho devem ser efetuados por um técnico especializado.



Existem dois tipos de rodas para escolher no carrinho **ZEFIR**. Rodas **SLIM de série (1)** e **rodas todo-o-terreno (2)** para condução em pisos mais irregulares.



O design leve e compacto do carrinho facilita o seu transporte e armazenamento.



O DESIGN DO ZEFIR PERMITE ADAPTAR O SEU TAMANHO À CRIANÇA.



CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS



CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS



AJUSTE DA ALTURA DO
APOIO PARA OS PÉS

Graças a um mecanismo simples, é possível diminuir a altura do apoio de pés para **40 cm** abaixo do nível do assento. A borda rebatida do assento permite aumentar a sua superfície em **6 cm**, permitindo uma profundidade máxima de **30 cm**. As extensões do encosto permitirão que este seja aumentado em **10 cm**.

É possível instalar inserções laterais flexíveis que reduzem a largura do assento.



25°, 57°
2 posições

AJUSTE DA INCLINAÇÃO DO
ENCOSTO

ACESSÓRIOS



**INSERÇÕES
ESTREITAS**



**EXTENSÃO DO
ENCOSTO**



**BARRA DE
SEGURANÇA**



**CINTOS DE
ABDUÇÃO**



**CINTOS DE
CINCO PONTOS**



CUNHA AJUSTÁVEL



TABULEIRO



**COBERTURA COM
JANELA**



APOIO DE CABEÇA



MALA DE VIAGEM



CESTO DE COMPRAS



GUARDA-SOL



LUVAS DE INVERNO



CAPA DE CHUVA



SACO DE DORMIR



REDE MOSQUITOS

PARÂMETROS TÉCNICOS DO CARRINHO

Largura do assento: 29*/38 cm

Profundidade efetiva do assento: 24/30 cm

Altura do encosto: 50/60 cm

Largura do encosto: 29*/37 cm

Distância entre o pé e o assento: 20, 30, 40 cm, 3 posições

*os valores são dados com encarte

Peso total: 13 - 18 kg

Comprimento do carrinho: 98 - 113 cm

Altura do carrinho: 102 - 138 cm

Largura do carrinho: 62 cm

NOTA IMPORTANTE! A escolha de um dispositivo médico adequado para uma entidade de doença específica e condição do paciente deve ser feita com a ajuda de um médico especialista ou fisioterapeuta. Antes de utilizar, leia o manual de instruções e o rótulo ou consulte o seu médico, uma vez que este dispositivo médico pode não ser adequado para si.