

Medilime



Tummy Button

Framtiden för interna enterala
matningssystem

Introduktion av *Tummy Button*

Näring är viktigt

Inte bara för att hålla vår kropp frisk, utan också för att vi ska kunna växa och läka. Det finns emellertid olika medicinska skäl som kan försvåra förtäring av mat. MediLime har utvecklat nya produkter, speciellt för denna grupp människor.



Produkter

MediLime levererar alla typer av produkter för intravenös matning; såsom nasogastriska matningsrör, magknappar, matningsrör för mage och ENFit-sprutor. Dessutom innehåller vårt sortiment tillbehör som lock, sugrör och adapters.

MediLime Tummy Button och alla relaterade tillbehör uppfyller de nya globala standarderna för matningskatetrar. Dessa nya produkter - i motsats till andra produkter - innehåller endast vävnadsvänligt material och är fria från mjukgörare.

Förlängningsrör

MediLime-förlängningsrör används för att administrera enteral näring och/eller medicinering via knappen. MediLime-förlängningsrör kan användas för alla knappar och finns med ENFit ENFit/Y och bolusanslutningar.

MediLime-förlängningsrör är tillverkade av polyuretan av högsta kvalitet, är latexfria och innehåller inga mjukgörare. Förlängningsrören finns i längderna 30 och 60 cm (12 och 24 tum).



Vår vision

MediLime fokuserar på innovation och förbättring av enterala matningssystem för att göra patienternas liv mer behagliga. MediLime samarbetar inte bara med specialister, som läkare och sjuksköterskor, utan också med slutanvändare. Detta gör att MediLime kontinuerligt kan optimera och utöka sitt sortiment.

MediLimes ultimata mål är att tillhandahålla den perfekta produkten för alla.

Tillbehör

MediLime levererar ett stort antal (ENFit) tillbehör. Sortimentet inkluderar flaskadaptar, adapters, tätningslock, sugrör och klämmor. Tummy Button levereras i en låda tillsammans med en inmatningsguide, spruta 6CC, smörjgel (5 gram) och en gasväv.



Anslutning

Precis som i processen med Tummy Button, är feedback från slutanvändare och specialister avgörande när det gäller att förnya förlängningsrören. För att möta efterfrågan finns det en mängd möjliga anslutningar:



“Jag är väldigt entusiastisk!”

Heleen Voogt är en passionerad omvårdnadsconsult vid den pediatrika mage-lever-tarmavdelning vid Academic Medical Center (AMC) i Amsterdam. Tillsammans med sin kollega testade hon den nya MediLime Tummy Button:

”Under den tid då knappen inte var fritt tillgänglig, kunde föräldrar ringa mig för att be om ”testknappen”. De hade hört talas om det och hade läst positiva recensioner på webbplatser.”

I samråd med föräldrarna till patienter började vi arbeta med knappen. ”De var väldigt entusiastiska. Knappen kan erbjuda ett bekvämt grepp när du ansluter förlängningsröret eller kontrollerar ballongen, förklarar hon. Hon fortsätter: ”Det finns färre läckor, knappen är lättare och snabbare att placera och jag ser mycket mindre irritation”, säger hon. ”Jag är väldigt entusiastisk!”

”Jag är nöjd med att knappen nu är allmänt tillgänglig eftersom den uppfyller kraven från föräldrar och patienter.”

~ Heleen Voogt

Innehållsförteckning

MediLime Tummy Button	6
MediLime Förlängningsrör	8
MediLime Gastriska matningsrör	9
MediLime Jejunal-katetrar	10
MediLime Stoma mätkateter	11
MediLime ENFit spruta	12
Tillbehör	13
Flaskadaptrar	14
Adaptorer	15
Tätninglock	15
Klämmor	16
Sugrör och nålar	16
Stomapluggar	17
Dräneringspåsar	17
PH Remsor	17
MediLime EnClean Borste	18
Gelé	18





Medilime

MediLime Tummy Button

MediLime Tummy Button har ett enda syfte, och det är att göra livet med ett matningssystem mer behagligt och effektivt.

En knapp kan vara en bekväm lösning tack vare dess lilla storlek och det faktum att du inte behöver ett långt rör. Vi lyssnar till slutanvändaren och specialisterna och vi visar detta genom att förbättra och förnya våra produkter ofta.

Några key features

- MediLime Tummy Button är tillverkad av ren silikon, är latexfri och DEHP-fri (fri från mjukgörare), vilket håller huden runt gastrostomin frisk och förhindrar att huden blir irriterad och röd
- MediLime Tummy-knapp kommer med en inmatningsguide. Detta kan vara ett användbart verktyg när du placerar knappen om det finns ärrvävnad vid fistelöppningen eller med de längre storlekarna av Tummy Button
- Knappen är mycket snyggt utformad och känns bekväm för patienten
- MediLime Tummy Button har olika ballongdiameterar (per storlek 12FR upp till 24FR, från 3 upp till 8 ml volym) och finns i alla längder. (0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 och 5.0)
- MediLime Tummy Button är mycket prisvärd



Förpackningens innehåll

Tummy Button är förpackad i en box tillsammans med följande tillbehör för enkel placering.

- Inmatningsguide
- Spruta 6CC
- Smörjgel 5 gram
- Gasbinda

Artikel	Beskrivning
---------	-------------

12 french 3ml ballong

0320-12-0.8	MediLime Tummy Button	12 fr	0,8 cm
0320-12-1.0	MediLime Tummy Button	12 fr	1,0 cm
0320-12-1.2	MediLime Tummy Button	12 fr	1,2 cm
0320-12-1.5	MediLime Tummy Button	12 fr	1,5 cm
0320-12-1.7	MediLime Tummy Button	12 fr	1,7 cm
0320-12-2.0	MediLime Tummy Button	12 fr	2,0 cm
0320-12-2.3	MediLime Tummy Button	12 fr	2,3 cm
0320-12-2.5	MediLime Tummy Button	12 fr	2,5 cm
0320-12-2.7	MediLime Tummy Button	12 fr	2,7 cm
0320-12-3.0	MediLime Tummy Button	12 fr	3,0 cm
0320-12-3.5	MediLime Tummy Button	12 fr	3,5 cm
0320-12-4.0	MediLime Tummy Button	12 fr	4,0 cm

14 french 4ml ballong

0320-14-0.8	MediLime Tummy Button	14 fr	0,8 cm
0320-14-1.0	MediLime Tummy Button	14 fr	1,0 cm
0320-14-1.2	MediLime Tummy Button	14 fr	1,2 cm
0320-14-1.5	MediLime Tummy Button	14 fr	1,5 cm
0320-14-1.7	MediLime Tummy Button	14 fr	1,7 cm
0320-14-2.0	MediLime Tummy Button	14 fr	2,0 cm
0320-14-2.3	MediLime Tummy Button	14 fr	2,3 cm
0320-14-2.5	MediLime Tummy Button	14 fr	2,5 cm
0320-14-2.7	MediLime Tummy Button	14 fr	2,7 cm
0320-14-3.0	MediLime Tummy Button	14 fr	3,0 cm
0320-14-3.5	MediLime Tummy Button	14 fr	3,5 cm
0320-14-4.0	MediLime Tummy Button	14 fr	4,0 cm
0320-14-4.5	MediLime Tummy Button	14 fr	4,5 cm
0320-14-5.0	MediLime Tummy Button	14 fr	5,0 cm

16 french 5ml ballong

0320-16-0.8	MediLime Tummy Button	16 fr	0,8 cm
0320-16-1.0	MediLime Tummy Button	16 fr	1,0 cm
0320-16-1.2	MediLime Tummy Button	16 fr	1,2 cm
0320-16-1.5	MediLime Tummy Button	16 fr	1,5 cm
0320-16-1.7	MediLime Tummy Button	16 fr	1,7 cm
0320-16-2.0	MediLime Tummy Button	16 fr	2,0 cm
0320-16-2.3	MediLime Tummy Button	16 fr	2,3 cm
0320-16-2.5	MediLime Tummy Button	16 fr	2,5 cm
0320-16-2.7	MediLime Tummy Button	16 fr	2,7 cm
0320-16-3.0	MediLime Tummy Button	16 fr	3,0 cm
0320-16-3.5	MediLime Tummy Button	16 fr	3,5 cm
0320-16-4.0	MediLime Tummy Button	16 fr	4,0 cm
0320-16-4.5	MediLime Tummy Button	16 fr	4,5 cm
0320-16-5.0	MediLime Tummy Button	16 fr	5,0 cm

Artikel	Beskrivning
---------	-------------

18 french 5ml ballong

0320-18-1.0	MediLime Tummy Button	18 fr	1,0 cm
0320-18-1.2	MediLime Tummy Button	18 fr	1,2 cm
0320-18-1.5	MediLime Tummy Button	18 fr	1,5 cm
0320-18-1.7	MediLime Tummy Button	18 fr	1,7 cm
0320-18-2.0	MediLime Tummy Button	18 fr	2,0 cm
0320-18-2.3	MediLime Tummy Button	18 fr	2,3 cm
0320-18-2.5	MediLime Tummy Button	18 fr	2,5 cm
0320-18-2.7	MediLime Tummy Button	18 fr	2,7 cm
0320-18-3.0	MediLime Tummy Button	18 fr	3,0 cm
0320-18-3.5	MediLime Tummy Button	18 fr	3,5 cm
0320-18-4.0	MediLime Tummy Button	18 fr	4,0 cm
0320-18-4.5	MediLime Tummy Button	18 fr	4,5 cm
0320-18-5.0	MediLime Tummy Button	18 fr	5,0 cm

20 french 8ml ballong

0320-20-0.8	MediLime Tummy Button	20 fr	0,8 cm
0320-20-1.0	MediLime Tummy Button	20 fr	1,0 cm
0320-20-1.2	MediLime Tummy Button	20 fr	1,2 cm
0320-20-1.5	MediLime Tummy Button	20 fr	1,5 cm
0320-20-1.7	MediLime Tummy Button	20 fr	1,7 cm
0320-20-2.0	MediLime Tummy Button	20 fr	2,0 cm
0320-20-2.3	MediLime Tummy Button	20 fr	2,3 cm
0320-20-2.5	MediLime Tummy Button	20 fr	2,5 cm
0320-20-2.7	MediLime Tummy Button	20 fr	2,7 cm
0320-20-3.0	MediLime Tummy Button	20 fr	3,0 cm
0320-20-3.5	MediLime Tummy Button	20 fr	3,5 cm
0320-20-4.0	MediLime Tummy Button	20 fr	4,0 cm
0320-20-4.5	MediLime Tummy Button	20 fr	4,5 cm
0320-20-5.0	MediLime Tummy Button	20 fr	5,0 cm

24 french 8ml ballong

0320-24-1.5	MediLime Tummy Button	24 fr	1,5 cm
0320-24-1.7	MediLime Tummy Button	24 fr	1,7 cm
0320-24-2.0	MediLime Tummy Button	24 fr	2,0 cm
0320-24-2.3	MediLime Tummy Button	24 fr	2,3 cm
0320-24-2.5	MediLime Tummy Button	24 fr	2,5 cm
0320-24-2.7	MediLime Tummy Button	24 fr	2,7 cm
0320-24-3.0	MediLime Tummy Button	24 fr	3,0 cm
0320-24-3.5	MediLime Tummy Button	24 fr	3,5 cm
0320-24-4.0	MediLime Tummy Button	24 fr	4,0 cm
0320-24-4.5	MediLime Tummy Button	24 fr	4,5 cm
0320-24-5.0	MediLime Tummy Button	24 fr	5,0 cm

Produktegenskaper

Material	Silikon
DEHP fri	JA
Latex fri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	JA
Steriliseringemetod	EO
Synlighet	RX
Förpackning	Låda med blisterförpackning
Typ streckkod	GS1
Enhet	Per enhet
CE märkning	CE0473

MediLime Förlängningsrör

Våra förlängningsrör används för att administrera enteral näring och/eller medicinering via knappen. MediLime-förlängningsrör kan användas för alla knappar och finns med ENFit ENFit/Y och bolusanslutningar.



MediLime-förlängningsrör är tillverkade av polyuretan av högsta kvalitet, är latexfria och innehåller inga mjukgörare. Förlängningsrören finns i längderna 30 och 60 cm (12 och 24 tum).



Artikel	Beskrivning	Enhet
0323-12	MediLime Förlängningsrör 1. Bolus 30cm med rakt anslutning	10 delar
0323-24	MediLime Förlängningsrör 1. Bolus 60cm med rakt anslutning	10 delar
0324-12	MediLime Förlängningsrör 2. Large ENFit 30cm med rakt anslutning	10 delar
0324-24	MediLime Förlängningsrör 2. Large ENFit 60cm med rakt anslutning	10 delar
0328-12	MediLime Förlängningsrör 2. ENFit 30cm med rät vinkel anslutning	10 delar
0328-24	MediLime Förlängningsrör 2. ENFit 60cm med rät vinkel anslutning	10 delar
0329-12	MediLime Förlängningsrör 3. Y-ENFit 30cm med rät vinkel anslutning	10 delar
0329-24	MediLime Förlängningsrör 3. Y-ENFit 60cm med rät vinkel anslutning	10 delar

Anslutning

Precis som i processen med Tummy Button, är feedback från slutanvändare och specialister avgörande när det gäller att förnya förlängningsrören. För att möta efterfrågan finns det en mängd möjliga anslutningar:



- Knappanslutning med högt flöde (idealisk för användning med en matningspump)
- Förbättrat material för att minska påverkan av (aggressiv) medicinering
- MediLime är den enda leverantören av förlängningsrör med lila anslutningar
- Perfekt tillämpbar på alla knappar
- Bättre grepp för enkel placering

Produktegenskaper

Material	Polyuretan
PHT- och BPA-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	NEJ
Förpackning	Låda med 10 separata förpackningar
Typ streckkod	GS1
Enhet	Per 10 delar
CE-märkning	CE0473

MediLime


Gastriska matningsrör

MediLime gastrostomikateter med Y ENFit-anslutning är särskilt utvecklad för administrering av enteral näring och mediciner. Gastrostomikatetern är gjord av ren silikon och är därför hudvänlig och flexibel. Den innehåller en medicinport som underlättar matningen med en spruta. Storleken på röret och ballongkapaciteten anges tydligt på skaftet.

Artikel	Beskrivning	Enhet			
0504-12	MediLime Gastriska matningsrör	2-sätt	med Y- ENFit adapter	12FR	2 delar
0504-14	MediLime Gastriska matningsrör	2-sätt	med Y- ENFit adapter	14FR	2 delar
0504-16	MediLime Gastriska matningsrör	2-sätt	med Y- ENFit adapter	16FR	2 delar
0504-18	MediLime Gastriska matningsrör	2-sätt	med Y- ENFit adapter	18FR	2 delar
0504-20	MediLime Gastriska matningsrör	2-sätt	med Y- ENFit adapter	20FR	2 delar
0504-22	MediLime Gastriska matningsrör	2-sätt	med Y- ENFit adapter	22FR	2 delar
0504-24	MediLime Gastriska matningsrör	2-sätt	med Y- ENFit adapter	24FR	2 delar

Produktegenskaper

Material	Silikon
PHT- och BPA-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	JA (till dess att förpackningen öppnas)
Förpackning	Förpackas per enhet
Enhet	Per 2 enheter
Typ streckkod	GS1



MediLime Jejunal-katetrar

MediLime jejunal matningsrör är en 100 % silikonanordning för leverans av enteral näring i distala tolvfingertarmen eller jejunum. Enheten har ett dubbelt lumenrör, en luftventilerad hudskiva och en fixeringsballong.

Artikel	Beskrivning	Enhet			
0701-12	MediLime Jejunal-katetrar	2-sätt	12FR	5ml	2 delar
0701-14	MediLime Jejunal-katetrar	2-sätt	14FR	5ml	2 delar
0701-16	MediLime Jejunal-katetrar	2-sätt	16FR	10ml	2 delar

Produktegenskaper

Material	Silikon
PHT- och BPA-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	JA (till dess att förpackningen öppnas)
Förpackning	Förpackas per enhet
Enhet	Per 2 enheter
Typ av streckkod	GS1



MediLime Stoma mätkateter

MediLime Stoma mätkateter används för att få rätt storlek på MediLime Tummy Button. Stomakanalen mäts med en mätkateter.

Användningen av mätkatetern kommer att leda till en korrekt placering av Tummy Button. Vi rekommenderar att du använder en för varje (ny) placering av en knapp för att optimera perfekt passform.

Artikel	Beskrivning	Enhet
0325-00	MediLime Stoma mätkateter	inkl. spruta 1 del

Produktegenskaper

Material	Silikon
PHT- och BPA-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	JA (till dess att förpackningen öppnas)
Förpackning	Förpackas per enhet
Enhet	Per enhet
Typ av streckkod	GS1



MediLime ENFit spruta

MediLime erbjuder ett komplett sortiment matningssprutor med ENFit-anslutning. Dessa sprutor är enkla att ansluta till ENFit-produkter. Vi rekommenderar att använda MediLime-flaskadaptrar eller sugrör för korrekt dosering.

Produktegenskaper

Montering	ENFit
Enhet	Per 30 delar
Förpackning	Låda med 30 separat blisterförpackning
DEHP-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	JA
CE-märkning	CE0120

Artikel	Beskrivning	Enhet
 0909-010	MediLime ENFit matningsspruta 1 ml, låg dos, med vingar	100 delar
 0909-030	MediLime ENFit matningsspruta 3ml, låg dos, med vingar	100 delar
 0909-050	MediLime ENFit matningsspruta 5ml, med vingar	100 delar
 0909-10	MediLime ENFit matningsspruta 10ml	100 delar
 0909-20	MediLime ENFit matningsspruta 20ml	50 delar
 0909-60	MediLime ENFit matningsspruta 60ml	30 delar

Tillbehör

MediLime levererar ett stort antal (ENFit) tillbehör för administration av enteral näring och medicinering genom matningsröret. Sortimentet inkluderar flaskadapttrar, kontakter, tätningslock, sugrör och klämmor.

MediLime arbetar kontinuerligt med att optimera sitt sortiment och strävar efter att introducera den ideala produkten till marknaden så att alla kan ta del av den.



Medilime

Flaskadapterar

För att extrahera läkemedel från flaskor används en flaskadapter. Detta är ett skruvlock som placeras i medicinflaskan och gör det möjligt att suga upp medicinen med hjälp av en ENFit-spruta.

MediLime-flaskadapterar finns i olika diametrar för olika storlekar av medicinflaskor.

Artikel	Beskrivning	Enhet
 13031001	MediLime ENFit Flaskadapter 1 ø 12mm - 15mm	100 delar
 13031002	MediLime ENFit Flaskadapter 2 ø 14mm - 16.5mm	100 delar
 13031003	MediLime ENFit Flaskadapter 3 ø 17mm - 20.5mm	100 delar
 13031004	MediLime ENFit Flaskadapter 4 ø 24mm - 26mm	100 delar
 SBAISO	MediLime ENFit Flaskadapter 4 ø 15mm - 27mm	50 delar

Artikel	Beskrivning	Enhet
 10999382	MediLime ENFit female till luerlock female adaptor	10 delar
 10999383	MediLime ENFit male till luerlock female adaptor	10 delar
 C00539	MediLime ENFit Male till bolus adaptor	5 delar
 F00122	MediLime ENFit female till bolus connector adaptor	1 del
 F00122-30	MediLime ENFit female till bolus connector adaptor	30 delar

Adaptorer

MediLime har ett brett utbud av adapters i sitt sortiment. Med en adapter kan produkter med olika beslag (ENFit, luerlås, bolus) kopplas samman.

Artikel	Beskrivning	Enhet
 13040001	MediLime EnFit spruta lock inte steril	30 delar
 ECISO	MediLime spruta lock steril förpackas separat	100 delar
 ECISO-10	MediLime spruta lock steril	100 delar
 C00579	MediLime ENFit Female för avstängning av förlängnings slang	10 delar

Tätningsslack

MediLime levererar olika tätningsslack för både ENFit-sprutor och förlängningsrör.

Klämmor

MediLime har olika sorters klämmor i sitt sortiment. Det finns klämmor som är låsta runt matningskateterns rör med eller utan sidospår och separata klämmor som är låsta runt röret.

Sugrör och nålar

För att suga upp läkemedel med en ENFit-spruta finns matchande MediLime ENFit-sugrör också i tre olika längder. Dessa ENFit-sugrör är lämpliga för alla storlekar.

Sugrören finns i 8FR med en ytterdiameter på 2,7 mm och en innerdiameter på 1,7 mm.

Artikel	Beskrivning	Enhet
 13020	MediLime Clip för slangar upp till 20 FR	10 delar
Artikel	Beskrivning	Enhet
 13051050	MediLime ENFit sugrör 50mm	30 delar
 13051100	MediLime ENFit sugrör 100mm	30 delar
 13051150	MediLime ENFit sugrör 150mm	30 delar
 13061038	MediLime ENFit nål 18Gx38mm	30 delar
 13061050	MediLime ENFit nål 18Gx50mm	30 delar

Stomapluggar

MediLime silikonstomatpluggsatser är utformade för användning i situationer för att förhindra att stomier stängs när en gastrostomikateter eller -knapp har fallit ut.



Artikel	Beskrivning	Enhet
ENP-L	MediLime Silikon Stomapluggar set 7cm 10,12,14 & 16FR	1
ENP-S	MediLime Silikon Stomapluggar set 4cm 10,12,14 & 16FR	1
ENP-XL	MediLime Silikon Stomapluggar set 7cm / 18 & 20 FR	1



Dräneringspåsar

MediLime dräneringspåsar med ENFit-anlutningar är lämpliga för avledning av vätskor från magen. Påsarna är gjorda av ett slätt och flexibelt material och finns i olika storlekar.

Artikel	Beskrivning	Enhet
DBISO-50	MediLime Dräneringspåsar 50ml ENFit	20
DBISO-250	MediLime Dräneringspåsar 250ml ENFit	20
DBISO-500	MediLime Dräneringspåsar 500ml ENFit	20
DBISO-1000	MediLime Dräneringspåsar 1000ml ENFit	20

PH Remsor

MediLime PH-testremсор används för att mäta surheten i den vätska som tas bort vid placering av en knapp eller ett nasogastriskt matningsrör.



Artikel	Beskrivning	Enhet
ENT-PHX	MediLime PH Remsor (pH 2-9)	100
PHX0-6	MediLime PH Remsor (pH 0-6)	100

Rengöringsborstar

ENFit rengöringsborste hjälper dig att rensa ut ENFit-adaptern när det finns rester av mat eller medicinering. Du kan rengöra borsten själv och låta den torka utan lock. MediLime rengöringsborste är utformad att hålla i upp till 30 dagar.



Artikel	Beskrivning	Användning	Enhet
0901-03	1. MediLime EnClean Borste	flergångs	3
ECB-NS	2. MediLime ENFit Rengöringsborstar	engångs	50



Gelé

Dessa geléer används för att skapa ökad komfort under kliniska processer. De finns att få i påse eller i en tub och är PH-balanserade.

Artikel	Beskrivning	Enhet
1120	Optilube gel påse 5g	150
1124	Optilube gel tub 5g	48

Tummy Button



Medilime



Distributed by



MediLime erbjuder ett komplett sortiment av mågknäppar, förlängningsrör, sprutor och adapters. MediLime arbetar kontinuerligt med att optimera sitt sortiment och strävar efter att introducera den ideala produkten till marknaden så att alla kan ta del av den.

Följ MediLime och håll dig uppdaterad om de senaste utvecklingarna.

Kontakta



-  MediLime BV
-  Stavangerweg 21-14
-  9723 JC Groningen
-  Nederländerna
-  +31 (0)85 40 19 648
-  info@medilime.com
-  www.medilime.com



-  Wira Medical AB
-  Florettgatan 23
-  SE-254 67 Helsingborg
-  Sweden
-  +46 70 573 54 64
-  order@wiramedical.se
-  www.wiramedical.se