

MediLime matslangar

Våra matslangar används för att administrera enteral näring och/eller medicinering via knappen. MediLime-matslang kan användas för alla knappar och finns med ENFit ENFit/Y och bolusanslutningar.



MediLime-matslang är tillverkade av polyuretan av högsta kvalitet, är latexfria och innehåller inga mjukgörare. Matslangarna finns i längderna 30 och 60 cm (12 och 24 tum).



Artikel	Beskrivning			Enhet
0323-12	MediLime Förlängningsrör	1. Bolus	30cm med rakt anslutning	10 delar
0323-24	MediLime Förlängningsrör	1. Bolus	60cm med rakt anslutning	10 delar
0324-12	MediLime Förlängningsrör	2. Large ENFit	30cm med rakt anslutning	10 delar
0324-24	MediLime Förlängningsrör	2. Large ENFit	60cm med rakt anslutning	10 delar
0328-12	MediLime Förlängningsrör	2. ENFit	30cm med rät vinkel anslutning	10 delar
0328-24	MediLime Förlängningsrör	2. ENFit	60cm med rät vinkel anslutning	10 delar
0329-12	MediLime Förlängningsrör	3. Y-ENFit	30cm med rät vinkel anslutning	10 delar
0329-24	MediLime Förlängningsrör	3. Y-ENFit	60cm med rät vinkel anslutning	10 delar

Anslutning

Precis som i processen med Tummy Button, är feedback från slutanvändare och specialister avgörande när det gäller att förnya matslangarna. För att möta efterfrågan finns det en mängd möjliga anslutningar:



- Knappanslutning med högt flöde (idealisk för användning med en matningspump)
- Förbättrat material för att minska påverkan av (aggressiv) medicinering
- MediLime är den enda leverantören av matslangar med lila anslutningar
- Perfekt tillämpbar på alla knappar
- Bättre grepp för enkel placering

Produktegenskaper

Material	Polyuretan
PHT- och BPA-fri	JA
Latexfri	JA
För engångsbruk	JA
Steril	NEJ
Förpackning	Låda med 10 separata förpackningar
Typ streckkod	GS1
Enhet	Per 10 delar
CE-märkning	CE0473