

Domus 2+

Superfície especial de manuseamento de pressão



Wellell




Domus 2+

Superfície especial de manuseamento de pressão


O Domus 2+ é o SEMP da Wellell recomendado tanto para pacientes com risco médio de úlceras de pressão (UP) como para o tratamento de UP até ao grau II.

Prevenção de UPs




Risco médio

Tratamento das UPs




Grau I




Grau II

O Domus 2+ possui uma terapia de pressão alternada (as células individuais insuflam e esvaziam redistribuindo a pressão em ciclos de 9,6 minutos). É um sobrecolchão que requer um colchão extra na base e tem 18 células de 10,2 cm de altura, de acordo com as mais recentes recomendações do EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

TERAPIA DE PRESSÃO ALTERNADA




Inflação de células A



A Inflação de células B

Paciente: Homem / 80 kg / 170 cm

O compressor dispõe de um regulador em função do peso do doente (de 40 a 140 kg). Inclui um alarme visual de baixa pressão que aumenta a segurança do doente.



Células ventiladas independentes na zona do sacro: regulam o calor e a humidade. Reduz a maceração da pele.



Alarme visual: Aviso de pressão baixa, aumentando a segurança do doente.



Modo de transporte: O conector Wellell impede a saída de ar durante o transporte.



Silencioso: apenas 33 dBA de nível sonoro.



Cobertura em nylon PU: permeável ao vapor, resistente à água. Biocompatível e resistente ao fogo.



Filtro externo e fusíveis: prolongam a vida útil do equipamento.

Eficácia terapêutica:



Alívio de Pressão: Médio. Graças às suas 18 células alternantes de 10,2 cm de altura.



Gestão do microclima: Média. A cobertura em Nylon PU é impermeável e permeável ao vapor. As células são ventiladas na zona do sacro para reduzir a maceração da pele.



Redução da fricção: básica. Inclui uma bainha de nylon PU que passou nos testes de irritação e sensibilidade da pele.



Segurança dos doentes: Básica. Inclui um alarme visível de pressão baixa.



Peso máximo suportado: 140 kg.

Descrição do produto	Referência
Domus 2+	0101019W
Descrição dos acessórios	
Tampa do tubo	0104033B4
Tampa de células	0104034B4

Dimensões da caixa (C x L x A)	51,5 x 21,5 x 34,5 cm.
Peso total da caixa	8,3 kg

Especificações do colchão	
Dimensões (comprimento x largura x altura)	200 x 80 x 10,2 cm
Peso	4 kg
Células	18 células independentes de 10,2 cm PVC Nylon
Zona estática na cabeça	3 células
Células ventiladas	8 células
Base	Nylon PVC
Abas de regulação do estrado	Sim
Certificados	Retardador de chama EN 597-1 e EN 597-2
Garantia	2 anos

Especificações do compressor	
Dimensões (comprimento x largura x altura)	25 x 13,5 x 9,5 cm
Peso	2 kg
Tensão	AC 220-240V, 50 Hz
Caudal máximo de ar	4 litros/minuto
Ajuste da gama de pressão	Sim, consoante o peso do doente (40-140 kg)
Duração do ciclo alternado	9,6 minutos
Terapias	Alternativa
Alarme	Visual de baixa pressão
Nível de ruído	33 dBA
Botão de ligar/desligar	Sim
Modo de transporte	Sim
Cabides	Sim
Material	ABS retardador de fogo
Certificados	Contra choque elétrico Classe II Tipo BF
Garantia	2 anos

Especificações da capa	
Material	Nylon PU
Fecho	Fecho com botão clique
À prova de água	Sim
Impermeável	Sim
Controlo da infeção	Anti-bolor e fungos
Bio-compatibilidade	Sim. Passou no teste de citotoxicidade, irritação e sensibilidade da pele.
Protocolo de limpeza	
Certificações	REACH&RoHS

Wellell Iberia S.L.

ª Elcano 9, 6.º andar
48008 Bilbao. Vizcaya.
Espanha T +34 94 4706408
info@wellell.com



Wellell